

05

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ



23

ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ
ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ




39

КОМПОНЕНТИ ДО ДИХАЛЬНИХ
КОНТУРІВ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ



43

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ
ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ



61

ДИХАЛЬНІ ФІЛЬТРИ



75

КИСНЕВА ТА
АЕРОЗОЛЬНА ТЕРАПІЯ



89


РЕАНІМАЦІЯ



97

АСПІРАЦІЯ

ДИВІТЬСЯ НАШ ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ НА САЙТІ
www.flexicare.com



Не вся продукція наявна в усіх країнах.
Інформація дійсна на момент друку.



ДІЄМО У
105
КРАЇНАХ



Flexicare (Group) Limited
Cynon Valley Business Park
Mountain Ash
CF45 4ER

☎ +44 (0)1443 474647
☎ +44 (0)1443 474222
@ enquiries@flexicare.com
🌐 www.flexicare.com

Flexicare, Inc.

Irvine | CA | USA
☎ +1 949-450 9999
@ inquiries@flexicare.com

Flexicare Medisize Germany

Siegburg | Germany
☎ +49 2241 93 86 0
@ info@medisize.de

Flexicare Medical India Pvt. Ltd

Chennai | India
☎ +91 44 4554 0220
@ enquiries@flexicare.com

Prisma Flexicare Sdn Bhd

Kuala Lumpur | Malaysia
☎ +603-2280 6948
@ enquiries@flexicare.com

Flexicare Middle East & Africa

Amman | Jordan
☎ +962 6554 8944
@ enquiries@flexicare.com

Flexicare Medisize Netherlands

Hoofddorp | The Netherlands
☎ +31 (0)88 77 44 555
@ info@medisize.com

Flexicare Korea Co., Ltd

Seoul | Republic of Korea
☎ +82 2 6949 3622
@ info.kr@flexicare.com

Flexicare Lanka Pvt Ltd

Colombo | Sri Lanka
☎ +61450977007
@ enquiries@flexicare.com

Flexicare Australia Pty Ltd

Victoria | Australia
☎ +61 450 977 007
@ enquiries@flexicare.com

Flexicare Medisize Italy

Rome | Italy
☎ +39 065935621
@ it_info@medisize.com

Flexicare Medical Dongguan Limited

Dongguan City | China
☎ +86 769 83713371
@ enquiries@flexicareasia.com

PT Flexicare Medical Indonesia


Jakarta | Indonesia
☎ +6010 222 9161
@ enquiries@flexicare.com

Flexicare Group презентує нові бренди в своєму портфоліо:

medisize
A FLEXICARE COMPANY

NEOFORCE™

Wycath



ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

ЛАРИНГЕАЛЬНІ МАСКИ

ЛАРИНГЕАЛЬНА МАСКА LARYSEAL PRO	6
ЛАРИНГЕАЛЬНА МАСКА LARYSEAL	7

ЛАРИНГОСКОПИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЛАРИНГОСКОП BRITEPRO OMNI	8
ЛАРИНГОСКОП BRITEPRO SOLO	10
КЛИНОК ЛАРИНГОСКОПА BRITEBLADE PRO	12

ЛАРИНГОСКОПИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ФІБРООПТИЧНІ КЛИНКИ ТА РУКОЯТКИ	14
ТРАДИЦІЙНІ КЛИНКИ ТА РУКОЯТКИ	15
НАБОРИ ЛАРИНГОСКОПІВ	16

ПРОВІДНИКИ

БУЖІ	17
СТИЛЕТИ	17

ЕНДОТРАХЕАЛЬНІ ТРУБКИ

ЕНДОТРАХЕАЛЬНІ ТРУБКИ З МАНЖЕТОЮ	18
ЕНДОТРАХЕАЛЬНІ ТРУБКИ БЕЗ МАНЖЕТИ	20

АКСЕСУАРИ

НАЗОФАРИНГЕАЛЬНІ ПОВІТРОВОДИ	21
ОРОФАРИНГЕАЛЬНІ ПОВІТРОВОДИ	22



Надійне забезпечення прохідності дихальних шляхів, покращення безпеки пацієнтів при доступі до епігастральної зони, що зменшує ризик легеневої аспірації, а також швидке та точне розміщення ендотрахеальної трубки з унікальною системою керування.

Знижений ризик аспірації

Інтегрований порт для аспірації катетером забезпечує ефективне видалення рідини та шлункового вмісту.

Направлена інтубація

Залежно від діаметру ендотрахеальної трубки, система керування направляє кінчик через голосові зв'язки.

Посилений блок прикусу

Знижує ризик тиску на м'які тканини та захищає від оклюзії в разі закусування пацієнтом, зменшуючи ймовірність пошкодження зубів.

Клапан надгортанника

Інтегрований перфорований клапан, практично не збільшуючи опір потоку, захищає від обтурації та піднімає надгортанник, що дозволяє легко та безпечно ввести ендотрахеальну трубку або бронхоскоп.



ЛАРИНГЕАЛЬНА
МАСКА LARYSEAL PRO

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР
ЕНДОТРАХЕАЛЬНОЇ
ТРУБКИ

МАКСИМАЛЬНИЙ
РОЗМІР КАТЕТЕРА
ДЛЯ АСПІРАЦІЇ

КОЛІР

ВАГА
ПАЦІЄНТА

К-СТЬ

038-94-810	Маска ларингеальна LarySeal Pro, розмір 1	3,5	8Fr	○	<5 кг	10
038-94-815	Маска ларингеальна LarySeal Pro, розмір 1,5	4	10Fr	●	5 кг - 10 кг	10
038-94-820	Маска ларингеальна LarySeal Pro, розмір 2	5	12Fr	●	10 кг - 20 кг	10
038-94-825	Маска ларингеальна LarySeal Pro, розмір 2,5	5,5	14Fr	●	20 кг - 30 кг	10
038-94-830	Маска ларингеальна LarySeal Pro, розмір 3	7,5	16Fr	●	30 кг - 50 кг	10
038-94-840	Маска ларингеальна LarySeal Pro, розмір 4	8	18Fr	●	50 кг - 70 кг	10
038-94-850	Маска ларингеальна LarySeal Pro, розмір 5	8	18Fr	●	70 кг - 100 кг	10



Пропонуємо широкий асортимент ларингеальних масок, які приймають форму орофарингеальної зони та сприяють успішному введенню з першого разу. Всі моделі ларингеальних масок LarySeal мають спільні характеристики і виготовляються, щоб надати вам впевненості у будь-яких клінічних ситуаціях.

Стиійка до заломлення трубка

Товсті стінки головної трубки зменшують ризик заломлення трубки, а зіркоподібний просвіт забезпечує прохідність.

Надійна герметизація дихальних шляхів

Завдяки матеріалу поверхні, манжета надійно фіксується в орофарингеальній зоні, що забезпечує надійну герметизацію.

Індикація тиску в манжеті завдяки контрольному балону

Тонкостінний контрольний балон показує ступінь роздуття манжети.

Універсальне з'єднання

15-міліметровий з'єднувач М забезпечує універсальне з'єднання.

Кольорова індикація контрольного балона

Кольорова індикація контрольного балона полегшує визначення розміру маски.

Чітка видимість

Глибокий та відкритий отвір знижує ризик обтурації надгортаником та надає необмежений доступ.



Ларингеальна маска синього кольору LarySeal Blue

- Виготовлена з силікону для медичних виробів
- Одноразового використання
- Компактна екологічно чиста упаковка Slimline



Ларингеальна маска прозора LarySeal Clear

- Манжета з гладкою поверхнею з медичного ПВХ
- Одноразового використання
- Компактна екологічно чиста упаковка Slimline



Ларингеальна маска гнучка LarySeal Flexi

- Гнучка головна трубка
- Армована та стійка до заломлення конструкція
- Манжета з гладкою поверхнею




Ларингеальна маска багаторазового використання LarySeal Multiple

- Підлягає автоклавуванню до 40 разів
- Довговічний та стійкий до дії високих температур матеріал



Ларингеальна маска для МРТ LarySeal MRI

- Сумісна з МРТ
- Клапан роздування манжети без металевих елементів
- Одноразового використання



Насос для манжети LarySeal

- Однакова кольорова ідентифікація з контрольним балоном
- Легка індикація ступеню роздуття манжети

LARYSEAL MULTIPLE (БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ)	LARYSEAL BLUE (СИНЬОГО КОЛЬОРУ)	LARYSEAL CLEAR (ПРОЗОРА)	LARYSEAL MRI (ДЛЯ МРТ)	LARYSEAL FLEXI (ГНУЧКА)	РОЗМІР	КОЛІР	ВАГА ПАЦІЄНТА	К-СТЬ	LARYSEAL BLUE (СИНЬОГО КОЛЬОРУ) В КОМПАКТНІЙ УПАКОВЦІ SLIMLINE 20	LARYSEAL CLEAR (ПРОЗОРА) В КОМПАКТНІЙ УПАКОВЦІ SLIMLINE 20
038-94-110	038-94-210	038-94-310	038-94-410		1	○	<5 кг	10	038-94-610	038-94-710
038-94-115	038-94-215	038-94-315	038-94-415		1,5	●	5 кг - 10 кг	10	038-94-615	038-94-715
038-94-120	038-94-220	038-94-320	038-94-420	038-94-520	2	●	10 кг - 20 кг	10	038-94-620	038-94-720
038-94-125	038-94-225	038-94-325	038-94-425	038-94-525	2,5	●	20 кг - 30 кг	10	038-94-625	038-94-725
038-94-130	038-94-230	038-94-330	038-94-430	038-94-530	3	●	30 кг - 50 кг	10	038-94-630	038-94-730
038-94-140	038-94-240	038-94-340	038-94-440	038-94-540	4	●	50 кг - 70 кг	10	038-94-640	038-94-740
038-94-150	038-94-250	038-94-350	038-94-450	038-94-550	5	●	70 кг - 100 кг	10	038-94-650	038-94-750
К-СТЬ										
038-94-001	Насос для манжети LarySeal з кольоровою ідентифікацією								10	


BritePro™ Omni



Сенсація
Одноразовий
ларингоскоп
все-в-одному

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Готовий до використання
прямо зі стерильної
упаковки.



Ларингоскоп BritePro™ Omni усуває ризик перехресного інфікування. Просто відкривайте, використовуйте, виймайте батареї та утилізуйте.

Клинок з низьким профілем

Конструкція клинка з ультразвуком профілем знижує ризик пошкодження зубів та надає більше простору для маневрування клинком, що значно покращує візуалізацію.

Швидке та безпечне видалення батареї

Механізм швидкого вивільнення, інтегрований в основу клинка для легкого видалення батареї, зводить до мінімуму як попереднє використання, так і поводження після використання, зменшуючи ризик перехресного інфікування.

Тестування «в упаковці»

Можна з легкістю перевірити ларингоскоп, не порушуючи стерильність упаковки, що знижує ризик перехресного інфікування.

Яскраве біле світлодіодне світло

Світлодіодна лампа у 2000 люмен надає сфокусоване освітлення, що забезпечує відмінну візуалізацію гортані.

Кольорова індикація

Клинки мають кольорову індикацію, що дозволяє легко визначити необхідний розмір. Розмір також зазначений на рукоятці.

Дивіться також Online

Перегляньте відео про BritePro Omni на нашому каналі YouTube, щоб побачити його в дії.

BRITEPRO OMNI MACINTOSH	BRITEPRO OMNI MILLER	РОЗМІР	КОЛІР	РУКОЯТКА	К-СТЬ
	040-06-0400	00	○	Міні	10
	040-06-0401	0	○	Міні	10
040-06-0110	040-06-0410	1	○	Міні	10
040-04-0120	040-04-0420	2	●	Стандартна	10
040-04-0130	040-04-0430	3	●	Стандартна	10
040-04-0140	040-04-0440	4	●	Стандартна	10

BritePro™ Solo

Комплект BritePro™ Solo складається зі стерильної ергономічної рукоятки з встановленими батареями, яскравого світлодіодного джерела світла та фіброоптичного металевого клинка. Просто відкрийте упаковку, коли необхідно, скористайтесь, а потім утилізуйте.

КОМПЛЕКТ. СТЕРИЛЬНИЙ. ОДНОРАЗОВИЙ.

Завжди ГОТОВИЙ.

Зручність застосування

Унікальна текстурована поверхня рукоятки забезпечує відмінний контроль та відчуття, а біле світло високої інтенсивності надає відмінну візуалізацію.

Зменшене тримання в руках до та після використання


Вийміть ларингоскоп з упаковки, скористайтесь ним та безпечно утилізуйте, не виймаючи батареї. Це значно знижує ризик перехресного інфікування між пацієнтами та персоналом.

Взаємозамінні клинки

Можна швидко та зручно замінити один клинок на клинок іншого типу та розміру, не відкриваючи нову упаковку Solo.

Клинок з низьким профілем

Дизайн клинка з ультранизьким профілем знижує ризик травми зубів і надає додатковий простір для маневрування клинка, щоб отримати найкращу візуалізацію. Типове загальне зменшення висоти складає 71% у вигнутих клинках і до 25% у прямих клинках.



КОМПЛЕКТ BRITEPRO SOLO MACINTOSH	КОМПЛЕКТ BRITEPRO SOLO MILLER	КОМПЛЕКТ BRITEPRO SOLO PHILLIPS		РОЗМІР	К-СТЬ
	040-340N		Рукоятка BritePro Solo з клинком	00	10
	040-340		Рукоятка BritePro Solo з клинком	0	10
040-331	040-341	040-361	Рукоятка BritePro Solo з клинком	1	10
040-332	040-342	040-362	Рукоятка BritePro Solo з клинком	2	10
040-333	040-343		Рукоятка BritePro Solo з клинком	3	10
040-335			Рукоятка BritePro Solo з клинком	3,5	10
040-336			Рукоятка BritePro Solo з клинком	3, сильно вигнутий	10
040-334	040-344		Рукоятка BritePro Solo з клинком	4	10



Комплект BritePro Solo

Комплект

Комплект BritePro Solo з встановленими батареями та взаємозамінними клинками готовий до використання прямо з упаковки.

Стерильність

Функціональність одноразового комплекту BritePro Solo щоразу може бути перевірена в упаковці без порушення стерильності.

		К-СТЬ
040-310	Рукоятка BritePro Solo	20

Рукоятка BritePro Solo Міні

Тонка рукоятка малої ваги

Надзвичайні тактильні відчуття та покращений доступ в обмежених зонах.

Іноваційні клинки Miller

Розташований збоку фіброоптичний пучок поліпшує візуалізацію, а більш широкий та заокруглений кінчик сприяє ніжному дотику.



		РОЗМІР	К-СТЬ
040-350N	Рукоятка BritePro Solo міні, клинок Miller	00	10
040-350	Рукоятка BritePro Solo міні, клинок Miller	0	10
040-351	Рукоятка BritePro Solo міні, клинок Miller	1	10
040-309	Рукоятка BritePro Solo міні		20

Рукоятка BritePro Solo Потовщена

Повний контроль

Завдяки ергономічній формі бочонка та текстурованій поверхні, рукоятка надійно тримається в руці, що забезпечує відмінне захоплення та контроль.

Більше простору для доступу до пацієнта

Ця рукоятка на 40% коротша, ніж наші стандартні рукоятки, тому вона використовується у випадках, коли простір обмежений або для пацієнтів, яким важко згинати шию.



		К-СТЬ
040-03-0000	Рукоятка BritePro Solo потовщена	20



BriteBlade™ Pro

Широкий вибір одноразових металевих клинків ларингоскопа для дорослих та дітей, для будь-яких інтубаційних ситуацій. Клинки сумісні з усіма фіброоптичними рукоятками.

Ультранизький профіль

Покращений доступ з більшим полем зору та зменшеним ризиком пошкодження зубів.

Шарнірний механізм «без дотику»

Конструкція важеля не дозволяє клинку торкатися до рукоятки у складеному положенні.

Заокруглені кінчик та краї

Знижують ризик пошкодження м'яких тканин.



Покращена видимість

Покритий фіброоптичний пучок спрямовує світло на область гортані, покращуючи візуалізацію.

Повністю металевий моноблоковий клинок

На 100% металевий клинок усуває можливий ризик поломки пластикового блока під час інтубації.

Стерильна упаковка

Знижує ризик перехресного інфікування. Просто відкрийте упаковку, скористайтеся, а потім утилізуйте.

МЕТАЛЕВІ КЛИНКИ
ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
Для будь-яких
клінічних ситуацій.



Клинок Macintosh



Клинок Polio



Клинок Kessel



Клинок Phillips



Клинок Miller



Гнучкий клинок типу McCoy



Клинок Seward



Клинок Robert Shaw



Клинок Wis-Hipple

КЛИНОК MACINTOSH	КЛИНОК MILLER	ГНУЧКИЙ КЛИНОК ТИПУ МССОУ	КЛИНОК PHILLIPS	КЛИНОК POLIO	КЛИНОК KESSEL	КЛИНОК SEWARD	КЛИНОК ROBERT SHAW	КЛИНОК WIS-HIPPLE	РОЗМІР	К-СТЬ
040-720N									00	10
040-720							040-00-1101		0	10
040-711	040-721		040-741			040-00-0810	040-00-1100	040-00-1210	1	10
								040-00-1215	1,5	10
040-712	040-722		040-742			040-00-0820		040-00-1220	2	10
040-713	040-723	040-733		040-673	040-683			040-00-1230	3	10
040-715									3,5	10
040-716									3, сильно вигнутий	10
040-714	040-724	040-734		040-674	040-684			040-00-1240	4	10

ЯСКРАВИСТЬ, ЧІТКІСТЬ ТА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Для використання з усіма фіброоптичними клинками.



BritePro Max

Яскраве та біле світлодіодне світло забезпечує точну візуалізацію гортані та оточуючих тканин.



Енергоефективність

Світлодіодна лампа споживає менше енергії від батареї, ніж звичайні галогенові або криптонові лампи, що знижує частоту заміни батареї.

Ідентифікація системи за допомогою зеленого кольору

Зелена смужка означає, що рукоятка BritePro Max відповідає стандарту EN ISO 7376:2009 і сумісна з усіма фіброоптичними системами.

К-СТЬ		
040-813	Рукоятка BritePro Max LED стандартна	1
040-814	Рукоятка BritePro Max LED міні	1
040-815	Рукоятка BritePro Max LED потовщена	1
041-813	Елементи освітлювальні змінні для стандартної/ потовщеної рукоятки	1
041-814	Елементи освітлювальні змінні для рукоятки міні	1

IntegraBlade

Широкопрофільний фіброоптичний пучок забезпечує максимальне освітлення.

Заокруглений кінчик

Клинок має атравматичний вигнутий кінчик, що знижує ризик пошкодження тканин.

Підлягає повному автоклавуванню

Конструкція зі 100% нержавіючої сталі забезпечує довготривале використання навіть після багаторазового автоклавування.



ФІБРООПТИЧНИЙ КЛИНОК MACINTOSH	ФІБРООПТИЧНИЙ КЛИНОК MILLER	РОЗМІР		К-СТЬ
	040-980N	Клинок IntegraBlade	00	1
	040-980	Клинок IntegraBlade	0	1
040-911	040-981	Клинок IntegraBlade	1	1
040-912	040-982	Клинок IntegraBlade	2	1
040-913	040-983	Клинок IntegraBlade	3	1
040-914	040-984	Клинок IntegraBlade	4	1

Фіброоптичні стандартні та спеціалізовані клинки багаторазового використання

Високоякісна фіброоптика забезпечує оптимальну передачу світла без нагрівання, знижуючи ризик термічного пошкодження та максимізуючи візуалізацію гортані. Завдяки нашим клинкам, які виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, лікарі мають повний вибір для задоволення всіх вимог при інтубації пацієнта.



Клинки Macintosh

Вигнута конструкція дає змогу скерувати кінчик клинка до ямки надгортанника та одночасно утримувати язик збоку для прямої візуалізації гортані під час інтубації.



Клинки Miller

Неглибокий вигнутий кінчик забезпечує кращий контроль у пацієнтів з більшим надгортанником, наприклад, у дітей. Дитячі та неонатальні клинки Miller також наявні з портом подачі кисню, щоб забезпечити подачу додаткового кисню під час ларингоскопії.



Гнучкі клинки типу McCoy

Гнучкий клинок має регульований важільний кінчик, що дозволяє з легкістю піднімати надгортанник. Доведено, що гнучкий клинок покращує візуалізацію під час складних інтубацій та у пацієнтів, які носять шийні коміри.



Клинки Robert Shaw

Призначені для використання у новонароджених та немовлят. Клинки Robert Shaw мають неглибоку кривизну, що дозволяє піднімати надгортанник непрямо, подібно до клинків Macintosh.



Клинки Seward

Клинок Seward, який спочатку був розроблений для використання при асфіксії новонароджених, також застосовується в педіатрії.



Клинки Wisconsin

Клинок Wisconsin з трохи ширшим дистальним кінцем, ніж у стандартного клинка Miller, призначений для використання у новонароджених та немовлят. Забезпечує розширене поле зору та кращий контроль надгортанника.

КЛИНОК MACINTOSH	КЛИНОК MILLER	ГНУЧКИЙ КЛИНОК ТИПУ MCCOY	КЛИНОК ROBERT SHAW	КЛИНОК SEWARD	КЛИНОК WISCONSIN	РОЗМІР	К-СТЬ
	040-849					00	10
	040-850		040-930		040-920	0	10
040-831	040-851		040-931	040-951	040-921	1	10
040-832	040-852			040-952	040-922	2	10
040-833	040-853	040-835			040-923	3	10
040-834	040-854	040-836			040-924	4	10

Традиційні стандартні та спеціалізовані клинки багаторазового використання

Клинки виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Лампа клинка ларингоскопа, яку досить легко замінити, забезпечує високоякісне освітлення, а відстань від лампи до кінчика клинка гарантує захист пацієнта від випадкових опіків. Наші спеціалізовані клинки надають повний вибір для всіх вимог до інтубації.

КЛИНОК MACINTOSH	КЛИНОК MILLER	ГНУЧКИЙ КЛИНОК ТИПУ MCCOY	КЛИНОК ROBERT SHAW	КЛИНОК SEWARD	КЛИНОК WISCONSIN	РОЗМІР	К-СТЬ
	040-129					00	10
	040-130		040-230		040-250	0	10
040-110	040-131		040-231	040-261	040-251	1	10
040-111	040-132			040-262	040-252	2	10
040-112	040-133				040-253	3	10
040-113	040-134				040-254	4	10

Рукоятки ларингоскопа багаторазового використання та набори

Крім фіброоптичних та традиційних наборів ларингоскопів багаторазового використання, які є в наявності, компанія Flexicare пропонує лікарям послугу індивідуальних рішень щодо комплектації рукояток та клинків в обумовленому комплекті для інтубації. Рукоятки та клинки надійно упаковані у футляр і зафіксовані у пінопластовому ложементі.

Рукоятки відкриваються зверху та знизу, тому використані батареї можна вийняти з легкістю. Будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб обговорити ваші вимоги та отримати додаткову інформацію.



Фіброоптичні набори

РУКОЯТКА BRITPRO MAX	РУКОЯТКА РИФЛЕНА	К-СТЬ
040-985MAX	Рукоятка ларингоскопа, 4 клинка Macintosh IntegraBlade. Розміри 1, 2, 3, 4	1
040-986MAX	Рукоятка ларингоскопа, 3 клинка Macintosh IntegraBlade. Розміри 2, 3, 4	1
040-860MAX	040-860 Рукоятка ларингоскопа, 3 клинка Macintosh. Розміри 1, 2, 3	1
040-861MAX	040-861 Рукоятка ларингоскопа, 4 клинка Macintosh. Розміри 1, 2, 3, 4	1
040-862MAX	040-862 Рукоятка ларингоскопа, 3 клинка Macintosh. Розміри 2, 3, 4	1

Набори з традиційним освітленням

	К-СТЬ
040-239 Рукоятка стандартна рифлена, 3 клинка Macintosh. Розміри 2, 3, 4	1
040-240 Рукоятка стандартна рифлена, 3 клинка Macintosh. Розміри 1, 2, 3	1
040-241 Рукоятка стандартна рифлена, 4 клинка Macintosh. Розміри 1, 2, 3, 4	1

Металеві клинки та рукоятки одноразового використання з традиційним освітленням

Металеві клинки та рукоятки одноразового використання з традиційним освітленням мають усі переваги одноразового використання, усуваючи потребу в дороговартісній переробці та стерилізації.

Кривизна Macintosh • Галогенова лампа • Низький профіль •
Знижений ризик перехресного інфікування



	К-СТЬ
040-431 Клинок Macintosh металевий одноразового використання, розмір 1	10
040-432 Клинок Macintosh металевий одноразового використання, розмір 2	10
040-433 Клинок Macintosh металевий одноразового використання, розмір 3	10
040-434 Клинок Macintosh металевий одноразового використання, розмір 4	10
040-430 Рукоятка металева одноразового використання	10

Рукоятки наявні з гладкою та рифленою поверхнею.



Гладка
поверхня



Рифлена
поверхня

Фіброоптичні та традиційні рукоятки ларингоскопа

ФІБРООПТИЧНА РИФЛЕНА	ФІБРООПТИЧНА ГЛАДКА	ТРАДИЦІЙНА РИФЛЕНА	ТРАДИЦІЙНА ГЛАДКА	РОЗМІР	К-СТЬ
040-811	040-821	040-021	040-011	Рукоятка стандартна	1
040-812	040-822	040-022	040-012	Рукоятка міні	1
040-823	040-824	040-023	040-013	Рукоятка потовщена	1

Змінні лампи

	К-СТЬ
041-601 Лампа галогенова для використання з фіброоптичними рукоятками	1
041-606 Лампа галогенова для використання з фіброоптичними рукоятками	6
041-401 Лампа криптонова мала для використання з традиційними клинками Miller, розміри 00, 0, 1	1
041-402 Лампа криптонова стандартна для використання з традиційними клинками	1



Bougie
Буж

Твердість матеріалу полівінілхлориду сприяє легкому введенню бужа, а його гнучкість дозволяє легко видалити буж, коли ендотрахеальна трубка знаходиться на місці.

Знижений ризик травмування пацієнта
Заокруглений кінчик має гладку поверхню, що дозволяє ввести буж без пошкодження м'яких тканин.

Чітке градуйоване маркування
Вказує глибину для керування правильним розташуванням.

Усунення ризику перехресного інфікування
Одноразовий буж постачається в стерильній упаковці, що усуває ризик перехресного інфікування.

Зігнутий кінчик типу Coudé
Дозволяє точно відчувати стінки трахеї, що сприяє правильному розміщенню. Гнучкий буж можна з легкістю видалити, коли ендотрахеальна трубка знаходиться на місці розташування.



Stilet
Стиллет

Стилети виготовлені з алюмінієвої основи з м'яким зовнішнім покриттям.

Діапазон гнучкості
Стиллет можна зігнути відповідно до потреб інтубації.

Гладкий кінчик
Знижує ризик пошкодження м'яких тканин.

Широкий вибір розмірів
Наявні стилети дорослих та педіатричних розмірів, різного зовнішнього діаметру та довжини, які задовольняють усі потреби пацієнтів.

Одноразове використання
Постачається в стерильній упаковці, що знижує ризик перехресного інфікування.

		ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР (OD)	СН	ДОВЖИНА	К-СТЬ	
038-968-033	Буж/провідник	3,3 мм	10	700 мм	10	
038-968-050	Буж/провідник	5,0 мм	15	700 мм	10	

		ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР (OD)	СН	ДОВЖИНА	ВИКОРИСТАННЯ	К-СТЬ
038-967-022	Стиллет	2,2 мм	6	225 мм	Педіатричний	10
038-967-040	Стиллет довгий	4,0 мм	12	405 мм	Дорослий	10
038-967-050	Стиллет довгий	5,0 мм	15	405 мм	Дорослий	10
038-967-140	Стиллет екстра довгий	4,0 мм	12	700 мм	Дорослий	10
038-967-150	Стиллет екстра довгий	5,0 мм	15	700 мм	Дорослий	10

VentiSeal™

Ефективна герметизація, низький тиск.

Манжета великого об'єму та низького тиску має тонку ультрагладку стінку, яка відповідає контурам трахеї та забезпечує ефективну герметизацію.

- ✓ Не містить латекс
- ✓ Не містить діетилгексилфталати (DEHP)
- ✓ Стерильно
- ✓ Одноразового використання



М'який заокруглений дистальний кінчик

Заокруглений скошений кінчик знижує ризик пошкодження м'яких тканин при введенні, водночас опір потоку підвищується мінімально.



Великий отвір Мерфі

Підтримує прохідність дихальних шляхів у випадку оклюзії кінчика. Великий розмір отвору пом'якшує кінчик, зменшуючи ризик травми м'яких тканин.



Кільцеві індикатори голосових зв'язок

Подвійну лінію, яка нанесена на трубках, чітко видно з усіх боків, що сприяє точному розміщенню трубки під голосовими зв'язками.

Індикатори відстані

Рання індикація глибини при введенні та чіткий, жирний шрифт допомагають контролювати будь-який можливий рух або зміщення ендотрахеальної трубки під час процедури.

Стійкість до заломлення

Трубка завжди підтримує гарантований просвіт, що забезпечує безпеку пацієнта. Приймає форму дихальних шляхів, пом'якшуючись під дією температури тіла пацієнта.

Кольорова лінія роздування манжети

Сприяє швидкій ідентифікації, що дозволяє легко відрізнити її від інших трубок.

Контрольний балон, який швидко роздувається

Малий розмір контрольного балона означає, що в манжету подається менше повітря. Таким чином, значно знижується ризик некрозу стінки трахеї під час перевірки ступеню роздуття манжети методом «стискання».

Проста перевірка роздуття манжети

Мала та заокруглена форма контрольного балона дає користувачам більш чутливу і тактильну віддачу для перевірки ступеня роздуття манжети.

Посилена центральна лінія

Запобігає повному сплюснюванню контрольного балона під час швидкого здування та забезпечує те, що лінія до манжети завжди відкрита.

Ендотрахеальні трубки VentiSeal

ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР (ММ)	ОРАЛЬНА / НАЗАЛЬНА	ОРАЛЬНА ПІВДЕННА	ОРАЛЬНА ПІВНІЧНА	НАЗАЛЬНА ПІВНІЧНА	АРМОВАНА	ЗІ СПІЛЕТОМ	К-СТЬ
2,5	038-971-025	038-972-025		038-974-025	038-975-025		10
3,0	038-971-030	038-972-030		038-974-030	038-975-030		10
3,5	038-971-035	038-972-035		038-974-035	038-975-035		10
4,0	038-971-040	038-972-040		038-974-040	038-975-040		10
4,5	038-971-045	038-972-045		038-974-045	038-975-045		10
5,0	038-971-050	038-972-050		038-974-050	038-975-050	038-976-050	10
5,5	038-971-055	038-972-055		038-974-055	038-975-055	038-976-055	10
6,0	038-971-060	038-972-060	038-973-060	038-974-060	038-975-060	038-976-060	10
6,5	038-971-065	038-972-065	038-973-065	038-974-065	038-975-065	038-976-065	10
7,0	038-971-070	038-972-070	038-973-070	038-974-070	038-975-070	038-976-070	10
7,5	038-971-075	038-972-075	038-973-075	038-974-075	038-975-075	038-976-075	10
8,0	038-971-080	038-972-080	038-973-080	038-974-080	038-975-080	038-976-080	10
8,5	038-971-085	038-972-085	038-973-085		038-975-085	038-976-085	10
9,0	038-971-090	038-972-090	038-973-090		038-975-090		10
9,5	038-971-095						10
10,0	038-971-100						10
10,5	038-971-105						10
11,0	038-971-110						10

Стандартні ендотрахеальні трубки з манжетою

Розмір манжети та форма ендотрахеальної трубки низького тиску сприяють швидкій і легкій інтубації. Ця ендотрахеальна трубка ідеально підходить для короткочасної інтубації та аварійних ситуацій.

ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР (ММ)	ОРАЛЬНА/НАЗАЛЬНА	ОРАЛЬНА ВИГНУТА	НАЗАЛЬНА ВИГНУТА	К-СТЬ
5,0	038-981-050	038-982-050	038-984-050	10
5,5	038-981-055	038-982-055	038-984-055	10
6,0	038-981-060	038-982-060	038-984-060	10
6,5	038-981-065	038-982-065	038-984-065	10
7,0	038-981-070	038-982-070	038-984-070	10
7,5	038-981-075	038-982-075	038-984-075	10
8,0	038-981-080	038-982-080	038-984-080	10
8,5	038-981-085	038-982-085	038-984-085	10
9,0	038-981-090	038-982-090	038-984-090	10
9,5	038-981-095			10
10,0	038-981-100			10
10,5	038-981-105			10
11,0	038-981-110			10



Тримач ендотрахеальної трубки

Надійно фіксує положення ендотрахеальної трубки будь-якого розміру.

Роторозширювач


Для використання з ендотрахеальною трубкою у пацієнтів зі «стисканням зубів».

	К-СТЬ
038-96-001 Тримач ендотрахеальної трубки	10
038-96-006 Роторозширювач	10



ІНТУБУЙТЕ ВПЕВНЕНО

Безпека пацієнта
гарантована.



Широкий вибір ендотрахеальних трубок без манжети, які забезпечують надійну інтубацію, комфорт та безпеку пацієнта.

Чіткі індикатори розташування

Ендотрахеальні трубки розміром від 2,0 до 5,0 мм містять індикатор глибини, який визначає правильне розташування трубки та індикатор розташування отвору Мерфі та кінчика трубки.

Індикатори розташування голосових зв'язок

Ендотрахеальні трубки розміром 5,5 мм і більше мають таку саму подвійну лінію, що і трубки VentiSeal, що робить їх чітко видимими з усіх боків, що сприяє точному та безпечному розміщенню трубки.

Гладкий скошений кінчик

Заокруглений скошений кінчик знижує ризик пошкодження голосових зв'язок під час інтубації.

Індикатори відстані

Індикатори відстані починаються від 3,0 см для забезпечення точного розміщення трубки у найменших пацієнтів.

Високоякісна рентгеноконтрастна лінія

Гарантує легке та точне визначення розташування трубки при проведенні рентгенологічних досліджень.


Стійкість до заломлення

Трубка підтримує гарантований просвіт та, пом'якшуючись під дією температури тіла, приймає форму дихальних шляхів пацієнта.

ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР (ММ)	ОРАЛЬНА / НАЗАЛЬНА	ОРАЛЬНА ВИГНУТА	НАЗАЛЬНА ВИГНУТА	АРМОВАНА	ЗІ СТИЛЕТОМ	К-СТЬ
2,0	038-961-020					10
2,5	038-961-025	038-962-025	038-964-025	038-965-025		10
3,0	038-961-030	038-962-030	038-964-030	038-965-030		10
3,5	038-961-035	038-962-035	038-964-035	038-965-035		10
4,0	038-961-040	038-962-040	038-964-040	038-965-040		10
4,5	038-961-045	038-962-045	038-964-045	038-965-045		10
5,0	038-961-050	038-962-050	038-964-050	038-965-050	038-966-050	10
5,5	038-961-055	038-962-055	038-964-055	038-965-055	038-966-055	10
6,0	038-961-060	038-962-060	038-964-060	038-965-060		10
6,5	038-961-065	038-962-065	038-964-065	038-965-065		10
7,0	038-961-070	038-962-070	038-964-070	038-965-070		10
7,5	038-961-075	038-962-075		038-965-075		10
8,0	038-961-080	038-962-080		038-965-080		10
8,5	038-961-085	038-962-085		038-965-085		10
9,0	038-961-090	038-962-090		038-965-090		10
9,5	038-961-095					10
10,0	038-961-100					10
10,5	038-961-105					10
11,0	038-961-110					10

ШВИДКІ ТА ЕФЕКТИВНІ ПОВІТРОВОДИ

Максимальний комфорт та максимальна безпека.



Знижений ризик травмування

Заокруглений скошений кінчик повітроводу значно знижує ризик травмування під час введення.

NasoSafe®

Кольорова індикація розміру

Наявний у 11 розмірах, із кольоровим поворотним обмежувачем, який відповідає розміру катетера для аспірації.

Шарнірний обмежувач

Обмежувач може обертатись на 360°, розташовуючи повітровід в найзручнішому положенні для пацієнта та не блокуючи вільну ніздрю.

Поліпшена толерантність

Назофарингеальні повітроводи краще переносяться пацієнтами при свідомості, ніж орофарингеальні повітроводи.

NasoClear™

Прозора конструкція

Надає візуальне підтвердження відсутності обтурації перед введенням повітроводу.

Розширений назальний отвір

Розширений вхідний отвір повітроводу дозволяє зручно його розташувати, не блокуючи вільну ніздрю. Вбудований роз'єм запобігає просуванню повітроводу вглиб по носовому ходу без потреби у фіксації за допомогою додаткових пристроїв, наприклад, шпильки.

ПОВІТРОВІД NASOSAFE	ПОВІТРОВІД NASOCLEAR		РОЗМІР	ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР (ID)	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР (OD)	КОЛІР*	К-СТЬ
038-95-004	038-95-004C	Повітровід назофарингеальний	4	4,0 мм	20fr	●	10
038-95-045	038-95-045C	Повітровід назофарингеальний	4,5	4,5 мм	22fr	●	10
038-95-005	038-95-005C	Повітровід назофарингеальний	5	5,0 мм	24fr	●	10
038-95-055	038-95-055C	Повітровід назофарингеальний	5,5	5,5 мм	26fr	●	10
038-95-006	038-95-006C	Повітровід назофарингеальний	6	6,0 мм	28fr	●	10
038-95-065	038-95-065C	Повітровід назофарингеальний	6,5	6,5 мм	28fr	●	10
038-95-007	038-95-007C	Повітровід назофарингеальний	7	7,0 мм	30fr	●	10
038-95-075	038-95-075C	Повітровід назофарингеальний	7,5	7,5 мм	32fr	●	10
038-95-008	038-95-008C	Повітровід назофарингеальний	8	8,0 мм	34fr	●	10
038-95-085	038-95-085C	Повітровід назофарингеальний	8,5	8,5 мм	36fr	●	10
038-95-009	038-95-009C	Повітровід назофарингеальний	9	9,0 мм	38fr	●	10

*Лише для повітроводу NasoSafe



Повітроводи Гведеля (Guedel)

Допоміжний пристрій запобігає обтурації дихальних шляхів язиком, а інтегрований блок прикусу захищає від оклюзії.

Гладкий скошений кінчик

Забезпечує легке введення та мінімізує ризик травмування пацієнта.

Стерильний

Постачається стерильним, одноразового використання, в індивідуальній упаковці, що дозволяє знизити ризик перехресного інфікування.

Позначений розмір

Розмір чітко позначено на повітроводі для швидкої та легкої перевірки.

Інтегрований блок прикусу з кольоровою індикацією

Запобігає закушуванню та оклюзії дихальних шляхів. Кольорове кодування відповідно до BS EN ISO 5364:2016 для зручності індикації розміру.




Орофарингеальні повітроводи Бермана (Berman)

Бокові канали повітроводу дозволяють використовувати катетери для аспірації без блокування дихальних шляхів та забезпечують додатковий потік повітря.

Повітроводи Вільямса (Williams)

Отвір на дистальній частині лінгвальної поверхні забезпечує канал для керованої фіброоптичної інтубації.

ПОВІТРОВІД GUEDEL		ПОВІТРОВІД BERMAN	ПОВІТРОВІД WILLIAMS	ДОВЖИНА, CM	ЗІ СТИЛЕТОМ	К-СТЬ
038-93-890	●	038-90-030		3	0000	50
038-93-900	●	038-90-040		4	000	50
038-92-902	●	038-90-050		5	00	50
038-92-900	●	038-90-060		6	0	50
038-91-910	○	038-90-070		7	1	50
038-91-920	●	038-90-080		8	2	50
038-91-930	●	038-90-090	098-90-909 ●	9	3	50
038-91-940	●	038-90-100	098-90-910 ●	10	4	50
038-91-945	●	038-90-110		11	5	50
038-91-950	●	038-90-120		12	6	50



ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ

ДОРΟΣЛІ ПАРАЛЕЛЬНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ

ГОФРОВАНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ	24
ІМПРЕГНОВАНІ СРІБЛОМ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ	24
ГЛАДКОСТОВБУРНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ	25
ГНУЧКІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ FLEXI-LOCK	25

ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ З РОЗЩЕПЛЕНИМ ПРОСВІТОМ

ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ INTELIFLO	26
----------------------------	----

ДОРΟΣЛІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ МЕЙПЛСОНА

ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР МЕЙПЛСОНА А	28
ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР МЕЙПЛСОНА С	28
ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР МЕЙПЛСОНА D	29
ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР VENTIFLOW	29

ПЕДІАТРИЧНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ


ПАРАЛЕЛЬНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ	30
ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР МЕЙПЛСОНА С	30
ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР МЕЙПЛСОНА F	30

АКСЕСУАРИ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ



АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ ЛИЦЕВІ МАСКИ	31
З'ЄДНУВАЛЬНІ ТРУБКИ	32
КОМПЛЕКТИ ДЛЯ СПІРОМЕТРІЇ	36
ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ ДЛЯ ПОДАЧІ КИСНЮ/ ЗАКИСУ АЗОТУ	37
АБСОРБЕНТ З НАТРОННОГО ВАПНА	38

Гофровані дихальні контури

Широкий вибір анестезіологічних дихальних контурів для будь-яких випадків. Всі дихальні контури постачаються з одним запасним з'єднувачем 22 мм М, що дозволяє приєднувати їх до різних пристроїв.

Паралельний Y-подібний з'єднувач**Шарнірний Y-подібний з'єднувач****Імпрегновані сріблом дихальні контури**

Імпрегновані сріблом дихальні контури – це антимікробні дихальні контури, які протидіють мікробному інфікуванню та зменшують ризик отримання внутрішньолікарняної інфекції (НАІ). Контакт з киснем запускає каталітичну реакцію, яка сприяє дезактивації мікробів на поверхні трубки.



ГОФРОВАНА ТРУБКА	ІМПРЕГНОВАНА СРІБЛОМ ТРУБКА 	Y-ПОДІБНИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ		К-СТЬ
038-01-100	038-01-100Ag	Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 1,6 м		20
038-01-102	038-01-102Ag	Шарнірний	Контур дихальний базовий паралельний 1,6 м		20
038-01-120	038-01-120Ag	Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 1,6 м	Шланг гофрований F/F 0,8 м	20
038-01-105	038-01-105Ag	Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 2,4 м		20
038-01-103	038-01-103Ag	Шарнірний	Контур дихальний базовий паралельний 2,4 м		20
038-01-125	038-01-125Ag	Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 2,4 м	Шланг гофрований F/F 0,8 м	20



ГОФРОВАНА ТРУБКА	ІМПРЕГНОВАНА СРІБЛОМ ТРУБКА 	Y-ПОДІБНИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДИХАЛЬНИЙ МІШОК	НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-СТЬ
038-01-110	038-01-110Ag	Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 1,6 м	2 л	✓ Шланг гофрований F/F 0,8 м	20
038-01-110LX		Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 1,6 м	2 л	✓ Шланг гофрований F/F 0,8 м	20
038-01-110GE		Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 1,6 м	2 л	✓ Шланг гофрований F/F 0,8 м, з'єднувач кутовий фіксований з кутовим дихальним мішком з технологією ABS	20
038-01-110LXGE		Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 2,4 м	2 л	✓ Шланг гофрований F/F 0,8 м, з'єднувач кутовий фіксований з кутовим дихальним мішком з технологією ABS	20
038-01-110/701		Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 2,4 м	2 л	✓ Шланг гофрований F/F 0,8 м, лінія відбору зразків газу 3 м	20
038-01-110LXXY		Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 4,5 м	2 л	✓ Шланг гофрований F/F 1,6 м	10



Гладкостовбурні дихальні контури

Гладкостовбурна трубка зменшує турбулентність, опір роботі дихання та потоку газу, у порівнянні з дихальними контурами з гофрованими трубками. Зовнішня спіраль забезпечує стійкість до перекручувань, що гарантує прохідність внутрішнього просвіту та подачу свіжого газу.

Фіксований Y-подібний з'єднувач





Знімний Y-подібний з'єднувач



ГЛАДКОСТОВБУРНА ТРУБКА	Y-ПОДІБНИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ		К-СТЬ
038-01-104	Фіксований	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 1,6 м		20
038-01-108	Знімний	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 1,6 м		20
038-01-124	Фіксований	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 1,6 м	Шланг гладкостовбурний F/F 0,8 м	20
038-01-128	Знімний	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 1,6 м	Шланг гладкостовбурний F/F 0,8 м	20
038-01-123	Знімний шарнірний	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 1,6 м	Шланг гладкостовбурний F/F 0,8 м	20
038-01-107	Фіксований	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 2,4 м		20
038-01-109	Знімний	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 2,4 м		20
038-01-127	Фіксований	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 2,4 м	Шланг гладкостовбурний F/F 0,8 м	20
038-01-129	Знімний	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 2,4 м	Шланг гладкостовбурний F/F 0,8 м	20

Гнучкі дихальні контури Flexi-Lock

Цей дихальний контур з можливістю подовження надає певну свободу дій в операційній або під час транспортування пацієнта. Контур може бути розтягнений до бажаної довжини та вигнутий у певній позиції, без необхідності додаткової фіксації.



ГОФРОВАНА ТРУБКА	ІМПРЕГНОВАНА СРІБЛОМ ТРУБКА	Ag	Y-ПОДІБНИЙ З'ЄДНУВАЧ	НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-СТЬ
038-01-106	038-01-106Ag		Фіксований	Контур дихальний гнучкий паралельний Flexi-Lock 1,6 м	✓ Шланг гнучкий Flexi-Lock F/F 0,8 м	20

Інтелектуальний вибір для низькопотокової анестезії.



Inteliflo®

Inteliflo® – це анестезіологічний дихальний контур з одним шлангом з подвійним просвітом, що поділений центральною повздовжньою перегородкою. Перегородка, яка проходить по всій довжині трубки, знижує її піддатливість, що сприяє подачі точного об'єму газу.

Мінімальна розтягнутість

Відсутність Y-подібного з'єднувача зменшує мертвий простір та, при поєднанні з більш легким дихальним контуром, скручувальні сили, що передаються на пристрої дихальних шляхів пацієнта, знижені.

Стійкість до заломлення

Потік газу підтримується навіть при скручуванні трубки на 180° завдяки її гнучкості та стійкості до заломлення.

Опції відбору зразків газу

Інтегрована лінія моніторингу з портом відбору зразків газу з боку апарата або з боку пацієнта на кутовому з'єднувачі, відповідає бажаним налаштуванням.

Універсальність застосування

Універсальна система підходить для використання в операційних приміщеннях, вентиляції під час транспортування пацієнта, відділеннях МРТ та для пацієнтів, які потребують короткочасної штучної вентиляції легень у відділеннях інтенсивної терапії.

Підтримка нормотермії

Тепло від видихуваних газів нагріває потік вдихуваного газу через перегородку, що допомагає боротися з охолоджуючим ефектом від подачі кисню та анестетиків.

Користь для довкілля

Зменшення кількості пластикових відходів, у порівнянні з традиційним подвійним дихальним контуром або багаторазовим використанням дихального контура для різних видів терапії.

Виберіть бажаний варіант
налаштування



**Порт відбору зразків
газу з боку пацієнта**



**Інтегрована лінія
моніторингу та порт відбору
зразків газу з боку апарата**

Виберіть конфігурацію комплекта



Inteliflo Базовий
Лише експіраторний
шланг Flexi-Lock.



Inteliflo Стандартний
Експіраторний шланг Flexi-Lock,
Запасний з'єднувач 22 М/М,
Дихальний мішок 2 л або 3л.



Inteliflo Стандартний
Експіраторний шланг Flexi-Lock,
Шланг Flexi-Lock з дихальним мішком,
Запасний з'єднувач 22 М/М,
Дихальний мішок 2 л або 3л на вибір.




**Inteliflo Стандартний
(Педіатричний)**
Експіраторний шланг Flexi-Lock,
Запасний з'єднувач 22 М/М,
Дихальний мішок 1 л.




**Inteliflo Плюс
(Педіатричний)**
Експіраторний шланг Flexi-Lock,
Шланг Flexi-Lock з дихальним мішком,
Запасний з'єднувач 22 М/М,
Дихальний мішок 1 л.

Дихальні контури Inteliflo® – це розумний вибір для низькопоточної анестезії з використанням дорослих та педіатричних дихальних контурів у широкому діапазоні довжин з варіантами додаткових компонентів, щоб задовольнити всі клінічні потреби.



З кутовим з'єднувачем з портом відбору зразків газу з боку пацієнта

ШЛАНГ 1,0 М	ШЛАНГ 1,5 М	ШЛАНГ 1,8 М	ШЛАНГ 2,7 М		ДИХАЛЬНИЙ МІШОК	К-СТЬ
038-01-920	038-01-921	038-01-922	038-01-923	Контур дихальний Inteliflo Базовий		20
038-01-910	038-01-911	038-01-912	038-01-913	Контур дихальний Inteliflo Стандартний	2 л	20
038-01-914	038-01-915	038-01-916	038-01-917	Контур дихальний Inteliflo Стандартний	3 л	20
038-01-900	038-01-901	038-01-902	038-01-903	Контур дихальний Inteliflo Плюс	2 л	20
038-01-904	038-01-905	038-01-906	038-01-907	Контур дихальний Inteliflo Плюс	3 л	20
038-02-910	038-02-911	038-02-912	038-02-913	Контур дихальний педіатричний Inteliflo Стандартний	1 л	20
038-02-900	038-02-901	038-02-902	038-02-903	Контур дихальний педіатричний Inteliflo Плюс	1 л	20



З портом відбору зразків газу з боку апарата та інтегрованою лінією моніторингу


ШЛАНГ 1,0 М	ШЛАНГ 1,5 М	ШЛАНГ 1,8 М	ШЛАНГ 2,7 М		ДИХАЛЬНИЙ МІШОК	К-СТЬ
038-01-970	038-01-971	038-01-972	038-01-973	Контур дихальний Inteliflo Базовий		20
038-01-960	038-01-961	038-01-962	038-01-963	Контур дихальний Inteliflo Стандартний	2 л	20
038-01-964	038-01-965	038-01-966	038-01-967	Контур дихальний Inteliflo Стандартний	3 л	20
038-01-950	038-01-951	038-01-952	038-01-953	Контур дихальний Inteliflo Плюс	2 л	20
038-01-954	038-01-955	038-01-956	038-01-957	Контур дихальний Inteliflo Плюс	3 л	20
038-02-960	038-02-961	038-02-962	038-02-963	Контур дихальний педіатричний Inteliflo Стандартний	1 л	20
038-02-950	038-02-951	038-02-952	038-02-953	Контур дихальний педіатричний Inteliflo Плюс	1 л	20

Дихальний контур Мейплсона А - Магіла (Magill) та паралельний дихальний контур Лека (Lack)

Цей дихальний контур складається з дихального мішка, який розташований близько до вихідного отвору свіжого газу, та регульованого запобіжного клапана видиху, який розміщений біля пацієнта (Магіла А, або паралельний шланг для видиху Лека). Під час фази видиху видихуваний газ примушує свіжий газ повертатись назад у контур та резервуарний мішок, при цьому видихуваний газ виходить через регульований запобіжний клапан (порт очищення). Цей дихальний контур вимагає низького потоку (0,8 - 1 рази від хвилинного об'єму дихання пацієнта, приблизно 6 - 8 л/хв) при спонтанному диханні, щоб уникнути повторного вдиху. Не рекомендується використовувати цей дихальний контур при штучній вентиляції легенів.



ГОФРОВАНА ТРУБКА	ІМПРЕГНОВАНА СРІБЛОМ ТРУБКА 		ДИХАЛЬНИЙ МІШОК	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН	НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	К-СТЬ
038-01-256	038-01-256Ag	Контур дихальний Мейплсона А - Магіла 1,6 м	2 л	60 см H ₂ O	✓	20



ГОФРОВАНА ТРУБКА	ІМПРЕГНОВАНА СРІБЛОМ ТРУБКА 		ДИХАЛЬНИЙ МІШОК	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН	НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	К-СТЬ
038-01-257	038-01-257Ag	Контур дихальний паралельний Мейплсона А - Лека 1,6 м	2 л	60 см H ₂ O	✓	20

Дихальний контур Мейплсона С – (мішок Уотерса (Waters), система дихальних мішків: дорослий, прямий, педіатричний та реанімаційний мішок)


У дихальному контурі Мейплсона С дихальний мішок розташований дуже близько до пацієнта. Цей контур можна використовувати для ручної вентиляції легенів під час реанімації. Швидкість потоку має становити 1,5-2 рази від хвилинного об'єму дихання пацієнта, щоб уникнути повторного вдиху.




ГОФРОВАНА ТРУБКА		ДИХАЛЬНИЙ МІШОК	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН	НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ТРУБКА ІЗ ЗІРКО-ПОДІБНИМ ПРОСВІТОМ	ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-СТЬ
038-01-255	Контур дихальний Мейплсона С 1,6 м з дихальним мішком	2 л	60 см H ₂ O	✓		Адаптер F 15/6-9 мм	20
038-01-258	Контур дихальний Мейплсона С 2,1 м з дихальним мішком	2 л	60 см H ₂ O	✓	✓	Адаптер F 22 мм	20
038-01-258A	Контур дихальний Мейплсона С 4,0 м з дихальним мішком	2 л	60 см H ₂ O	✓	✓	Адаптер F 22 мм	20

Дихальний контур Мейплсона D (коаксіальна система Бейна)

Цей дихальний контур використовують переважно у вентильованих пацієнтів. Потік свіжого газу розташований близько до пацієнта, а регульований запобіжний клапан – далеко. Ризик повторного вдиху є високим, особливо у пацієнтів з короткою експіраторною паузою або без неї, наприклад, у немовлят. Для подолання цієї проблеми, швидкість потоку свіжого газу має становити 2-4 рази від хвилинного об'єму дихання пацієнта. На практиці, невеликий обсяг повторного вдиху переноситься пацієнтами добре, а потік свіжого газу 6-7 л/хв підтримує у дорослих нормальний тиск CO₂ в артеріальній крові.




ГОФРОВАНА ТРУБКА	ІМПРЕГНОВАНА СРІБЛОМ ТРУБКА Ag	ДИХАЛЬНИЙ МІШОК	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН	НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-СТЬ
038-01-251	038-01-251Ag	Контур дихальний коаксіальний Мейплсона D 1,6 м	2 л	60 см H ₂ O		20
038-01-253	038-01-253Ag	Контур дихальний коаксіальний Мейплсона D 2,4 м	2 л	60 см H ₂ O		20
038-01-254	038-01-254Ag	Контур дихальний коаксіальний Мейплсона D 5,4 м	2 л	60 см H ₂ O		20
038-01-200	038-01-200Ag	Контур дихальний коаксіальний Мейплсона D 1,6 м			✓ З'єднувач 22 мм М	20
038-01-210	038-01-210Ag	Контур дихальний коаксіальний Мейплсона D 2,4 м			✓ З'єднувач 22 мм М	20
038-01-200B	038-01-200BAg	Контур дихальний коаксіальний Мейплсона D 1,6 м	2 л		З'єднувач 22 мм М/ 15 мм F, 2 з'єднувачі М/М, шланг 1,6 м	10



ГОФРОВАНА ТРУБКА	ІМПРЕГНОВАНА СРІБЛОМ ТРУБКА Ag	НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-СТЬ
038-01-201	038-01-201Ag	Контур дихальний коаксіальний Мейплсона D 1,6 м	✓ Трубка низької піддатливості 22 мм М	20

Дихальний контур Ventiflow

Коаксіальний дихальний контур Ventiflow ідеально підходить для низькопотокової анестезії у пацієнтів із самостійним диханням та у пацієнтів, які знаходяться на ШВЛ. Цей дихальний контур можна використовувати у відкритій та закритій конфігурації. Всі дихальні контури постачаються із запасним 22-міліметровим з'єднувачем М, що забезпечує максимальну кількість конфігурацій з'єднання.




ГОФРОВАНА ТРУБКА	ІМПРЕГНОВАНА СРІБЛОМ ТРУБКА Ag	ДИХАЛЬНИЙ МІШОК	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН	НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-СТЬ
038-01-500	038-01-500Ag	Контур дихальний Ventiflow 1,6 м		✓		20
038-01-505	038-01-505Ag	Контур дихальний Ventiflow 2,4 м		✓		20
038-01-501	038-01-501Ag	Контур дихальний Ventiflow 1,6 м	2 л	✓		20
038-01-506	038-01-506Ag	Контур дихальний Ventiflow 2,4 м	2 л	✓		20
038-01-520	038-01-520Ag	Контур дихальний Ventiflow 1,6 м	2 л	60 см H ₂ O	✓	20
038-01-525	038-01-525Ag	Контур дихальний Ventiflow 2,4 м	2 л	60 см H ₂ O	✓	20
038-01-510	038-01-510Ag	Контур дихальний Ventiflow 1,6 м		✓	Лінія моніторингу, шланг Flexi-Lock	20
038-01-515	038-01-515Ag	Контур дихальний Ventiflow 2,4 м		✓	Лінія моніторингу, шланг Flexi-Lock	20
038-01-530	038-01-530Ag	Контур дихальний Ventiflow 1,6 м	2 л	60 см H ₂ O	✓ Лінія моніторингу, шланг Flexi-Lock	20
038-01-535	038-01-535Ag	Контур дихальний Ventiflow 1,6 м	2 л	60 см H ₂ O	✓ Лінія моніторингу, шланг Flexi-Lock	20

Паралельний Y-подібний з'єднувач



Y-подібний з'єднувач з малим мертвим простором




Паралельний дихальний контур

Y-ПОДІБНИЙ З'ЄДНУВАЧ			НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-СТЬ
038-02-110	Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 1,6 м	✓	З'єднувачі 22 мм F, шланг F/F 0,8 м, мішок дихальний 2 л	20
038-02-165	Фіксований	Контур дихальний базовий паралельний 1,6 м			20
038-02-166	Фіксований	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 1,5 м			20
038-02-163	Знімний	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 1,5 м			20
038-02-164	Низькопрофільний	Контур дихальний гладкостовбурний паралельний 1,5 м			20
038-02-180	Фіксований	Контур дихальний Flexi-Lock паралельний 1,5 м			20



Дихальний контур Мейплсона С (Mapleson C)

		ДИХАЛЬНИЙ МІШОК	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН	НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-СТЬ
038-02-270	Контур дихальний Мейплсона С 1,6 м з дихальним мішком	1 л	35 см H ₂ O	✓	З'єднувач 15F/6-9 мм	20
038-02-271	Контур дихальний Мейплсона С 1,6 м з дихальним мішком	0,5 л	35 см H ₂ O	✓	З'єднувач 15F/6-9 мм	20
038-02-272	Контур дихальний Мейплсона С 1,6 м з дихальним мішком	1 л	35 см H ₂ O	✓	З'єднувач 15F/6-9 мм	20



Дихальний контур Мейплсона F (Mapleson F)

		ДИХАЛЬНИЙ МІШОК	РЕГУЛЬОВАНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН	НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ТРУБКА ІЗ ЗІРКО-ПОДІБНИМ ПРОСВІТОМ	ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-СТЬ
038-02-273	Контур дихальний Мейплсона F з трубою 10 мм, 1,6 м	0,5 л*	35 см H ₂ O			З'єднувач 15 мм М, з'єднувач 15F/6-9 мм, лінія подачі свіжого газу	20
038-02-191	Контур дихальний Мейплсона F з трубою 10 мм, 1,6 м	0,5 л*	35 см H ₂ O			З'єднувач 15 мм М, з'єднувач 15F/6-9 мм, лінія подачі свіжого газу	20
038-02-196	Контур дихальний Мейплсона F з трубою 10 мм, 1,6 м	0,5 л*		✓		З'єднувач 22 мм F	20
038-02-196C	Контур дихальний Мейплсона F з трубою 10 мм, 1,6 м	0,5 л*		✓		З'єднувач 22 мм F, лінія моніторингу	20
038-02-190	Контур дихальний Мейплсона F з трубою 22 мм, 2,1 м	0,5 л*			✓	З'єднувач 22 мм F	20
038-02-195	Контур дихальний Мейплсона F з трубою 22 мм, 2,1 м	0,5 л*		✓	✓		20
038-02-198	Контур дихальний Мейплсона F з трубою 22 мм, 2,1 м	1 л		✓	✓	З'єднувач 22 мм F	20



Ароматизовані анестезіологічні лицеві маски

Компанія Flexicare пропонує асортимент ароматизованих анестезіологічних лицевих масок з ароматом на вибір: лимон, полуниця або ваніль, щоб допомогти подолати неприємний запах анестетиків.

Надувний валик

Ущільнення можна збільшити, надуваючи або здуваючи валик відповідно до анатомічних контурів пацієнта.

Кольорова індикація

Маски різного кольору відповідно до аромату та кольорові гачки для легкої візуальної ідентифікації розміру маски.

АРОМАТ
ЛИМОНАРОМАТ
ПОЛУНИЦЯАРОМАТ
ВАНІЛЬ

РОЗМІР КОЛІР К-СТЬ

038-51-400SFL	038-51-400SFP	Маска лицева надувна ароматизована одноразового використання	Велика доросла	5		50	
038-51-410SFL	038-51-410SFP	Маска лицева надувна ароматизована одноразового використання	Доросла	4		50	
038-52-415SFL	038-52-415SFS	038-52-415SFP	Маска лицева надувна ароматизована одноразового використання	Велика дитяча	3		50
038-52-420SFL	038-52-420SFS	038-52-420SFP	Маска лицева надувна ароматизована одноразового використання	Дитяча	2		50
038-52-430SFL	038-52-430SFS	038-52-430SFP	Маска лицева надувна ароматизована одноразового використання	Маленька дитяча	1		50
038-53-440SFL	038-53-440SFS	038-53-440SFP	Маска лицева надувна ароматизована одноразового використання	Неонатальна	0		50



БЕЗ АРОМАТУ

РОЗМІР КОЛІР К-СТЬ

038-51-390	Маска лицева надувна одноразового використання	Дуже велика доросла	6		50
038-51-400	Маска лицева надувна одноразового використання	Велика доросла	5	●	50
038-51-410	Маска лицева надувна одноразового використання	Доросла	4	●	50
038-52-415	Маска лицева надувна одноразового використання	Велика дитяча	3	●	50
038-52-420	Маска лицева надувна одноразового використання	Дитяча	2	●	50
038-52-430	Маска лицева надувна одноразового використання	Маленька дитяча	1	○	50
038-53-440	Маска лицева надувна одноразового використання	Неонатальна	0	○	50

Багаторазова силіконова анестезіологічна лицева маска

Багаторазові силіконові анестезіологічні маски можна повністю автоклавувати до 50 разів. Завдяки текстурованій поверхні, обідок щільно прилягає до обличчя пацієнта та забезпечує максимальний комфорт. Прозорість маски дозволяє спостерігати за станом пацієнта весь час. 22- та 15-міліметрові з'єднувачі забезпечують сумісність з усіма стандартними з'єднувальними трубками та дихальними контурами.



РОЗМІР К-СТЬ

038-51-400SIL	Маска лицева силіконова багаторазового використання	Велика доросла	5		10
038-51-410SIL	Маска лицева силіконова багаторазового використання	Доросла	4		10
038-52-415SIL	Маска лицева силіконова багаторазового використання	Велика дитяча	3		10
038-52-420SIL	Маска лицева силіконова багаторазового використання	Середня дитяча	2		10
038-52-430SIL	Маска лицева силіконова багаторазового використання	Маленька дитяча	1		10
038-53-440SIL	Маска лицева силіконова багаторазового використання	Неонатальна	0		10

Комплекти з анестезіологічними лицевими масками

Комплект 1: анестезіологічна лицева маска, кутовий з'єднувач, теплообмінний фільтр з портом luer

Комплект 2: анестезіологічна лицева маска, фільтр, знімний кутовий з'єднувач, з'єднувальна трубка

КОМПЛЕКТ 1

КОМПЛЕКТ 2

РОЗМІР КОЛІР К-СТЬ

038-51-500/A	038-61-355	Комплект з маскою лицевою анестезіологічною	Велика доросла	5	●	50
038-51-410/A	038-61-354	Комплект з маскою лицевою анестезіологічною	Доросла	4	●	50
038-52-415/A	038-61-353	Комплект з маскою лицевою анестезіологічною	Велика дитяча	3	●	50
038-52-420/A	038-61-352	Комплект з маскою лицевою анестезіологічною	Середня дитяча	2	●	50
	038-61-351	Комплект з маскою лицевою анестезіологічною	Маленька дитяча	1	○	50





Повна свобода дій

Стандартні гофровані трубки, гнучкі трубки Flexi-Lock з можливістю розширення або гладкостовбурні трубки, а також діапазон діаметрів та довжин для забезпечення повної свободи дій.

Максимальний вибір

З'єднувальні трубки на будь-який вибір: стерильні або клінічно чисті, з фіксованими або шарнірними кутовими з'єднувачами, з портами чи без них.

Надійне з'єднання

22-міліметрові з'єднувачі F та 15-міліметрові з'єднувачі M забезпечують надійне з'єднання з будь-якими Y-подібними з'єднувачами та засобами для забезпечення прохідності дихальних шляхів.

Шарнірний кутовий з'єднувач з подвійною заглушкою та ущільнювачем



Верхня заглушка має порт з ущільнювачем для введення фіброскопа. Герметичне ущільнення запобігає втраті тиску в дихальному контурі, підтримуючи вентиляцію під час процедури.



Нижня заглушка встановлюється з клацанням, при відкритті порт використовується для аспірації. Великий діаметр у 9,5 мм забезпечує необмежений доступ для аспіраційних катетерів.



Обидва порти легко відкриваються та закриваються однією рукою, тому другою рукою можна вводити фіброскоп або катетер, таким чином одна людина може швидко та легко здійснити цю процедуру.

Гладкостовбурна з'єднувальна трубка з шарнірним кутовим з'єднувачем, подвійною заглушкою та ущільнювачем

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-326	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50
038-61-326STR	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50
038-61-326/2STR	200 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50
038-61-326/5STR	50 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50
038-61-326XSTR	100 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50
038-61-326/1STR	100 мм	Фіксований	15F/22M	15M	✓	50
038-61-326/3STR	50 мм	Фіксований	15F/22M	15M	✓	50
038-61-326/4STR	150 мм	Фіксований	15F/22M	15M	✓	50
038-61-326BSTR	200 мм	Фіксований	15F/22M	15M	✓	50
038-61-321/8/645	400 мм	Знімний	15F/22M	15M		50



Гладкостовбурна з'єднувальна трубка стандартна

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-321	150 мм	15F	22F		50
038-61-321/2STR	150 мм	15F/22M	22F	✓	50
038-61-321/4STR	100 мм	15F/22M	22F	✓	50
038-61-321/5STR	200 мм	15F/22M	22F	✓	50
038-61-321/1STR	100 мм	15F/22M	15M	✓	50
038-61-321/3STR	150 мм	15F/22M	15M	✓	50
038-61-321/6STR	200 мм	15F/22M	15M	✓	50
038-61-321/7STR	250 мм	15F/22M	15M	✓	50
038-61-321/8STR	400 мм	15F/22M	15M	✓	50



Гладкостовбурна з'єднувальна трубка з низькопрофільним кутовим з'єднувачем

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-322STR	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50
038-61-322XSTR	100 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50



Гладкостовбурна з'єднувальна трубка з кутовим з'єднувачем та портом Luer Lock

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-323	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50



Гладкостовбурна з'єднувальна трубка з кутовим з'єднувачем та еластичною заглушкою

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-324	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50
038-61-321/642	132 мм	Знімний	15F/22M	22F		50



Гладкостовбурна з'єднувальна трубка з шарнірним кутовим з'єднувачем

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-325	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50
038-61-325STR	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50
038-61-325/3STR	200 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50
038-61-325/4STR	100 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50
038-61-321/643	132 мм	Знімний	15F/22M	22F		50
038-61-325/1STR	100 мм	Фіксований	15F/22M	15M	✓	50
038-61-325/2STR	150 мм	Фіксований	15F/22M	15M	✓	50



Гофрована з'єднувальна трубка

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-301	150 мм		15F	22F		50
038-61-301A	150 мм		15F/22M	22F		50

038-61-307	150 мм		15F	15M		50
-------------------	--------	--	-----	-----	--	----

**Гофрована з'єднувальна трубка з низькопрофільним кутовим з'єднувачем**


	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-302	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50
038-61-301/640	150 мм	Знімний	15F/22M	22F		50

**Гофрована з'єднувальна трубка з кутовим з'єднувачем та портом Luer Lock**

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-303	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50
038-61-301/641	150 мм	Знімний	15F/22M	22F		50

**Гофрована з'єднувальна трубка з кутовим з'єднувачем та еластичною заглушкою**

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-304	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50
038-61-301/642	150 мм	Знімний	15F/22M	22F		50

**Гофрована з'єднувальна трубка з шарнірним кутовим з'єднувачем**

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-305	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50
038-61-305STR	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50
038-61-301/643	150 мм	Знімний	15F/22M	22F		50

**Гофрована з'єднувальна трубка з шарнірним кутовим з'єднувачем з подвійною заглушкою та ущільнювачем**

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-306	150 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50
038-61-301/645	150 мм	Знімний	15F/22M	22F		50



038-61-306/1	150 мм	Фіксований	15F/22M	15M		50
---------------------	--------	------------	---------	-----	--	----



З'єднувальна трубка Flexi-Lock

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-311	132 мм		15F	22F		50
038-61-317	132 мм		15F/22M	22F		50
038-61-317STR	132 мм		15F/22M	22F	✓	50
038-61-318STR	132 мм	Зрізана під кутом	15F	22F	✓	50
038-61-311/1STR	132mm		15F/22M	15M	✓	50
038-61-310	132mm		15F	15M		50



З'єднувальна трубка Flexi-Lock з низькопрофільним кутовим з'єднувачем

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-312	132 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50
038-61-312STR	132 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50
038-61-310/640	132 мм	Знімний	15F/22M	22F		50




З'єднувальна трубка Flexi-Lock з кутовим з'єднувачем та портом Luer Lock

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-313	132 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50
038-61-310/641	132 мм	Знімний	15F/22M	22F		50



З'єднувальна трубка Flexi-Lock з кутовим з'єднувачем та еластичною заглушкою

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-314	132 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50



З'єднувальна трубка Flexi-Lock з кутовим з'єднувачем з подвійним шарніром

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-315	132 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50



З'єднувальна трубка Flexi-Lock з шарнірним кутовим з'єднувачем з подвійною заглушкою та ущільнювачем

	ДОВЖИНА ТРУБКИ	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ	ДО ПАЦІЄНТА	ДО АПАРАТА	СТЕРИЛЬНО	К-СТЬ
038-61-316	132 мм	Фіксований	15F/22M	22F		50
038-61-316STR	132 мм	Фіксований	15F/22M	22F	✓	50
038-61-310/645/1	132 мм	Знімний	15F/22M	15M		50
038-61-316/1	132 мм	Фіксований	15F/22M	15M		50
038-61-316/1STR	132 мм	Фіксований	15F/22M	15M	✓	50





Комплекти для спірометрії одноразові, для використання у пацієнтів з увімкненими модулями Carestation® та Carescape® від компанії GE.

Сенсорні трубки малої ваги

Довжина ліній моніторингу від 2 до 6 метрів означає зручний розмір, незалежно від конфігурації дихального контура.

Різна кольорова індикація

Для зручності налаштування: синій колір для сенсорної трубки, а білий – для модуля монітора.

Лінія відбору зразків газу

Кутовий з'єднувач зменшує ризик заломлення трубки та можливого пошкодження іншого обладнання.

Приєднана лінія моніторингу

Зменшує скупчення пристроїв, з можливістю відокремлення лінії відбору зразків газу в разі необхідності додаткової зони доступу з боку сенсорної трубки чи модуля монітора.



Сумісність

Комплекти для спірометрії від компанії Flexicare сумісні з усіма апаратами для анестезії компаній GE та Philips, які мають опцію спірометрії. Вони також сумісні з усіма дихальними контурами від компанії Flexicare і здійснюють моніторинг анестезіологічних газів, газів у дихальних шляхах та легеневих функцій (об'єму, потоку та тиску).

ДОРΟΣЛИЙ	ПЕДІАТРИЧНИЙ		К-СТЬ
010-772	010-792	Комплект для спірометрії 2 м	20
010-773	010-793	Комплект для спірометрії 3 м	20
010-774	010-794	Комплект для спірометрії 4 м	20
010-775	010-795	Комплект для спірометрії 5 м	20
010-776	010-796	Комплект для спірометрії 6 м	20

**ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ ДЛЯ
ПОДАЧІ ЗАКИСУ АЗОТУ****Пацієнт вдихає –
біль відступає.**

Вдихання суміші кисню та закису азоту забезпечує безпечне й ефективне полегшення болю під час пологів та коротких, потенційно болісних процедур. Вбудований клапан регулюється відповідно до характеру дихання пацієнта. Це дозволяє контролювати гази і не шкодити довкіллю, що знижує витрати та шкідливий вплив на медичний персонал.

Мала вага

Стійка до заломлення гофрована трубка малої ваги з низьким опором забезпечує підтримку потоку газу, навіть при скручуванні на 180°.

Вибір пацієнта

Дихальні контури для подачі суміші кисню/ закису азоту наявні з мундштуком або маскою на вибір пацієнта.

Нереверсивні клапани

Т-подібний з'єднувач має два нереверсивні клапани для подачі газу за потреби та запобігання повторному вдихуванню видихуваних газів.



К-СТЬ

038-01-176	Контур дихальний для подачі закису азоту 2,4 м із загубником, трубка гофрована низького опору зі з'єднувачем 22 мм F, клапан нереверсивний, загубник	20
038-01-177	Контур дихальний для подачі закису азоту 2,4 м з лицевою маскою, трубка гофрована низького опору 22 мм зі з'єднувачем 22 мм F, клапан нереверсивний, маска лицева	20
038-01-178	Контур дихальний для подачі закису азоту 2,4 м із загубником та лицевою маскою, трубка гофрована низького опору 22 мм зі з'єднувачем 22 мм F, клапан нереверсивний, загубник, маска лицева	20
038-01-173	Контур дихальний для подачі закису азоту 2,4 м, трубка гофрована низького опору зі з'єднувачем 22 мм F, клапан нереверсивний, трубка знімна очисна зі з'єднувачем	20
032-10-066	Загубник 22 мм F	50
038-41-369	Фільтр вірусобактеріальний із загубником	50



VentiSorb™

Гранули різного розміру забезпечують краще поглинання CO₂ без обмеження потоку газу.

Індикація зміни кольору


Абсорбент VentiSorb наявний у двох кольорах, які надають чіткий візуальний контроль ступеня відпрацювання натронного вапна. По мірі відпрацювання абсорбент змінює колір, що вказує на необхідність заміни натронного вапна. Рекомендується одночасно проводити моніторинг CO₂, щоб підтвердити повне відпрацювання.

Висока твердість та низька концентрація пилу

Абсорбент VentiSorb стійкий до утворення пилу в порівнянні з іншими гранульованими абсорбентами з натронного вапна.

- Підвищене утворення вологи
- Мінімальний вплив на анестетик
- Покращене утримання тепла

Специфікація	US Pharmacopeia
Шифр	USP
Розмір гранул	2,5 мм – 5,0 мм
Абсорбційна ємність CO ₂	Мінімальна масова доля 19%
Твердість	>75



		ВАГА	КОЛІР	К-СТЬ
038-05-602	Абсорбент VentiSorb	4,5 кг/ 5 л	Від рожевого до білого	2
038-05-604	Абсорбент VentiSorb	4,5 кг/ 5 л	Від білого до фіолетового	2



КОМПОНЕНТИ ДО ДИХАЛЬНИХ КОНТУРІВ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ

З'ЄДНУВАЧІ

З'ЄДНУВАЧІ	40
У-ПОДІБНІ З'ЄДНУВАЧІ	40
Т-ПОДІБНІ З'ЄДНУВАЧІ	41
КУТОВІ З'ЄДНУВАЧІ	41
ТРУБКИ	41

АКСЕСУАРИ

ЛІНІЇ МОНІТОРИНГУ	42
ДИХАЛЬНІ МІШКИ	42
САМОГЕРМЕТИЗУЮЧІ ВОЛОГОЗБІРНИКИ	42



010-601



010-602



010-603



010-604



010-605



010-610



010-611



010-612



010-613



010-614



010-617



010-618

З'єднувачі

К-СТЬ

010-601	З'єднувач 22 мм М/Ф з прямокутним зубчастим з'єднувачем	50
010-602	З'єднувач 22 мм М/Ф з прямокутним з'єднувачем Luer	50
010-603	З'єднувач 22 мм F/F з прямокутним з'єднувачем Luer	50
010-604	З'єднувач 22 мм F/F з портом та вилкою	50
010-605	З'єднувач 22 мм М/Ф з портом та вилкою	50
010-610	З'єднувач зубчастий 22 мм М/Ф	100

К-СТЬ

010-611	З'єднувач 22 мм М/22 мм М/15 мм F	100
010-612	З'єднувач 22 мм F/15 мм M	100
010-613	З'єднувач 15 мм М/М	100
010-614	З'єднувач 15 мм М/Ф	100
010-617	З'єднувач очисний 22 мм М/30 мм F	50
010-618	З'єднувач 22 мм F/22 мм F	50



010-620



010-621



010-622



010-623



020-620



020-621



020-622

Y-подібні з'єднувачі

К-СТЬ

010-620	З'єднувач Y-подібний паралельний простий 22 мм	50
010-621	З'єднувач Y-подібний паралельний 22 мм з портами моніторингу	50
010-622	З'єднувач Y-подібний паралельний 22 мм з портом Luer Lock для моніторингу CO ₂	50
010-623	З'єднувач Y-подібний шарнірний 22 мм	50

К-СТЬ

020-620	З'єднувач Y-подібний паралельний 15 мм	50
020-621	З'єднувач Y-подібний паралельний 15 мм з портами моніторингу	50
020-622	З'єднувач Y-подібний паралельний 15 мм з портом Luer Lock для моніторингу CO ₂	50



010-630



010-631



010-633



010-634

Т-подібні з'єднувачі

К-СТЬ

010-630	З'єднувач Т-подібний 22 мм М/М/М	50
010-631	З'єднувач Т-подібний 22 мм М/М/Ф	50

К-СТЬ

010-633	З'єднувач Т-подібний 22 мм М/М/М з портом	50
010-634	З'єднувач Т-подібний 22 мм М/М/Ф з портом	50



010-638



010-639



032-10-120

Т-подібні з'єднувачі Вашингтона

К-СТЬ

010-638	З'єднувач Т-подібний 15 мм М/22мм М/15 мм F з правокутовим з'єднувачем Luer	50
010-639	З'єднувач Т-подібний 15 мм М/22мм М/15 мм F з правокутовим зубчатим з'єднувачем	50

Послідовний клапан

К-СТЬ

032-10-120	Клапан послідовний для використання з небулайзером	10
------------	--	----



010-640



010-641



010-643



010-645



Кутові з'єднувачі

К-СТЬ

010-640	З'єднувач кутовий 22 мм М/15 мм F	50
010-641	З'єднувач кутовий 22 мм М/15 мм F з портом Luer Lock	50
010-643	З'єднувач кутовий 22 мм М/15 мм F з подвійним шарніром	50

К-СТЬ

010-645	З'єднувач кутовий шарнірний 22М/15F з портом з подвійною заглушкою та ущільнювачем	50
---------	--	----



038-02-225



038-01-226



038-01-227



038-01-228

Гофровані трубки

К-СТЬ

038-02-225	Трубка гофрована 15 мм у дозувальному боксі, з місцями відрізу через 45 см, довжина 50 м	1
038-01-226	Трубка гофрована 22 мм у дозувальному боксі, з місцями відрізу через 45 см, довжина 50 м	1

К-СТЬ

038-01-227	Трубка гофрована низької піддатливості, синього кольору, 22 мм у дозувальному боксі, з місцями відрізу через 45 см, довжина 50 м	1
038-01-228	Трубка гофрована 22 мм у дозувальному боксі, з місцями відрізу через 15 см, довжина 50 м	1



Luer M



Luer F


Лінії моніторингу

К-СТЬ

010-700	Лінія моніторингу зі з'єднувачами М/М, 2 м	25
010-700X	Лінія моніторингу зі з'єднувачами М/М, 3 м	25

К-СТЬ

010-705	Лінія моніторингу зі з'єднувачами F/F, 2 м	25
010-710	Лінія моніторингу зі з'єднувачами М/F, 2 м	25



Дихальні мішки

К-СТЬ

038-81-830NL	Мішок дихальний 3 л зі з'єднувачем 22 мм F	10
038-81-820NL	Мішок дихальний 2 л зі з'єднувачем 22 мм F	10
038-82-810NL	Мішок дихальний 1 л зі з'єднувачем 22 мм F	10

К-СТЬ

038-83-805NL	Мішок дихальний із закритим отвором 0,5 л зі з'єднувачем 22 мм F	10
038-82-805NL	Мішок дихальний з відкритим отвором 0,5 л зі з'єднувачем 15 мм F	10



Самогерметизуючі вологозбірники

К-СТЬ

010-650	Вологозбірник самогерметизуючий 22 мм	25
020-650	Вологозбірник самогерметизуючий 15 мм	25
030-650	Вологозбірник самогерметизуючий 10 мм	25



ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ

ЗВОЛОЖЕННЯ

РЕСПІРАТОРНИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ FL-9000	44
КАМЕРИ ЗВОЛОЖУВАЧА	45

ДОРΟΣЛІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ З ЛІНІЄЮ ОБІГРІВУ

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ VENTIMYST	46
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ З ЛІНІЄЮ ОБІГРІВУ	48
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕІНВАЗИВНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ	49
ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИСОКОПОТОКОВОЇ ОКСИГЕНОТЕРАПІЇ (HFOT)	50
СТАНДАРТНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ БЕЗ ЛІНІЇ ОБІГРІВУ	51

НЕОНАТАЛЬНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ З ЛІНІЄЮ ОБІГРІВУ

НЕОНАТАЛЬНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ З ЛІНІЄЮ ОБІГРІВУ VENTIMYST	52
НЕОНАТАЛЬНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ З ЛІНІЄЮ ОБІГРІВУ	54

ВИСОКОПОТОКОВА ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ (HFOT)

ВИСОКОПОТОКОВА НАЗАЛЬНА КАНЮЛЯ VEOFLO	56
ВИСОКОПОТОКОВА НАЗАЛЬНА КАНЮЛЯ	58
КИСНЕВА МАСКА VENTIMASK	59

ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ ДЛЯ СРАР ВЕНТИЛЯЦІЇ

ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ ДЛЯ БУЛЬБАШКОВОЇ СРАР ВЕНТИЛЯЦІЇ	60
НАЗАЛЬНІ КАНЮЛІ ДЛЯ СРАР ВЕНТИЛЯЦІЇ У НЕМОВЛЯТ	60



Простий у використанні, із зрозумілим управлінням та зручними функціями вибору, респіраторний зволожувач FL-9000 надає комплексне рішення для подачі нагрітих та зволжених вдихуваних респіраторних газів пацієнтам на ШВЛ та хворим, які отримують респіраторну підтримку.




Запобігання неправильному підключенню

Різна конструкція розеток лінії обігріву та температурних датчиків забезпечує правильне підключення.



Мультифункціональний дисплей

Чіткий світлодіодний дисплей, який легко читати, надає можливість перевіряти засоби для забезпечення дихальних шляхів, температуру камери та нагрівальної основи, або підтримувати бажаний параметр.



Сигнальний індикатор тривоги

Чітка кольорова візуальна ідентифікація джерела несправностей допомагає прийняти швидке клінічне рішення.

Широкий вибір дихальних контурів

Підходить для інвазивної або неінвазивної вентиляції, а також дихальних контурів з лінією обігріву або без неї.

Надійне приєднання

Нагрівальна основа з пружинним блокувальним механізмом забезпечує надійну фіксацію камери зволожувача.

Дивіться відео online


На нашому каналі YouTube є набір корисних відео, які демонструють налаштування, очищення та використання зволожувача FL-9000.

		РЕГІОН	ТИП ШТЕКЕРА	К-СТЬ
FL-9000	Зволожувач респіраторний FL-9000	Велика Британія	230В з 3-контактним штекером	1
FL-9000EU	Зволожувач респіраторний FL-9000	Європейський Союз	230В з 2-контактним штекером	1
FL-9000U	Зволожувач респіраторний FL-9000	США	110-120В з 3-контактним штекером	1
FL-9000AUS	Зволожувач респіраторний FL-9000	Австралія	230В з 3-контактним штекером	1
FL-9000CH	Зволожувач респіраторний FL-9000	КНР	220В з 3-контактним штекером	1
FL-9000 INDIA	Зволожувач респіраторний FL-9000	Індія	230В з 3-контактним штекером	1
FL-9000CL	Зволожувач респіраторний FL-9000	Чілі	230В з 3-контактним штекером типу L	1
FL-9000THA	Зволожувач респіраторний FL-9000	Тайланд	220В з 2-контактним штекером	1

СИСТЕМА З ПОДВІЙНИМ КЛАПАНОМ

Подвійна безпека для
ваших пацієнтів.

Камера зволожувача з автоматичним наповненням та подвійним клапаном є частиною повної системи, яка подає нагріті та зволожені вдихувані респіраторні гази пацієнтам на ШВЛ та хворим, які отримують респіраторну підтримку.



Висока чутливість

Низький об'єм води дозволяє швидко досягти оптимальної робочої температури та мінімізувати її коливання.

Сумісність з контурами

22-міліметрові з'єднувачі сумісні з широким діапазоном вентиляційних дихальних контурів.

Перемикачі потоку газу

Перемикачі потоку оптимізують потік газу через камеру, максимізуючи ефективність зігрівання та зволоження газів.

Прозорий корпус


Прозора конструкція, червоний плаваючий індикатор заливки та чіткі маркування сприяють швидкому та легкому контролю рівня води.

Ефективний теплообмін

Плоска алюмінієва основа забезпечує ефективний та швидкий підігрів води.


Захист від переповнення

Основний та додатковий клапани для регулювання потоку води в камеру та забезпечення захисту від переповнення.




Наповнення

Клапани відкриваються та вода заповнює камеру.



Основний клапан

Основний клапан закривається, коли робочий рівень води досягнуто.



Додатковий клапан

Додатковий клапан перекриває подальший потік води.

К-СТЬ		
038-31-742	Камера зволожувача стерильна з автоматичним наповненням та подвійним клапаном	20
038-31-750	Камера зволожувача стерильна з ручним наповненням	20

Аксесуари для респіраторного зволожувача FL-9000



К-СТЬ			К-СТЬ		
FL9000-01	Дріт для адаптера зволожувача з однією лінією обігріву	1	FL2000-03	Кронштейн для настінного кріплення	1
FL9000-02	Дріт для адаптера зволожувача з подвійною лінією обігріву	1	FL2000-04	Кронштейн рейковий для кріплення	1
FL9000-03	Дріт для температурного датчика зволожувача	1	FL2000-05	Кронштейн рейковий для кріплення з можливістю зміщення	1
FL2000-01	Затискач до штатива 30-50 мм	1	FL2000-06	Кронштейн для кріплення штатива	1
FL2000-02	Скоба С-подібна для кріплення 19-40 мм	1	FL2000-07	Штатив 0,7 м (зігнутий)	1

ventiMyst®

Вентиляційний дихальний контур з поліпшеним активним зволоженням
VentiMyst® забезпечує абсолютне зволоження та усуває надмірну конденсацію.¹





ПОЛІПШЕНЕ АКТИВНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ
Знижена конденсація.

Ефективне управління вологістю
Технологія VentiMyst® зменшує накопичення конденсату.



Клінічна надійність
Немає потреби відкривати або роз'єднувати дихальний контур, що може призвести до втрати позитивного тиску в кінці видиху (РЕЕР) та пошкодженню легенів.²

Стерильна упаковка
Всі дихальні контури VentiMyst з лінією обігріву постачаються стерильними для забезпечення найвищої безпеки пацієнта.

Ефективне утримання температури
Запобігає зниженню температури газу та появи холодних плям на поверхні, мінімізуючи конденсацію.

Трубка низької піддатливості
Забезпечує точну подачу об'ємів газу та вентиляційного тиску пацієнту.

Знижений ризик
Знижений ризик випадкового потрапляння конденсату в дихальні шляхи пацієнта.³



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-31-252	Контур дихальний VentiMyst дорослий з подвійною лінією обігріву 1,6 м. Комплект 1.	З'єднувач Y-подібний з портом MDI та портом тиску, шланг гофрований експіраторний VentiMyst, шланг гофрований 0,5 м, лінія тиску, з'єднувач 22 M/22 M, 15 мм F, кутовий з'єднувач 22 F/22 M, камера зволожувача з автоматичним наповненням	10
038-31-253	Контур дихальний VentiMyst дорослий з подвійною лінією обігріву 1,6 м. Комплект 2.	З'єднувач Y-подібний з портом MDI та портом тиску, шланг гофрований експіраторний VentiMyst, шланг гофрований 0,5 м, з'єднувач 22 M/22 M, 15 мм F, кутовий з'єднувач 22 F/22 M, камера зволожувача з автоматичним наповненням	10

¹ Data on file. Flexicare Medical Limited

² Mallett, J.W Albarran, A Richardson. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Wiley Blackwell & Sons, Ltd. 2013.

³ AARC Evidence-based clinical practice guidelines: care of the ventilator circuit and its relation to ventilator-associated pneumonia. Respiratory Care 2003;48(9):869-879.

Широкий вибір вентиляційних дихальних контурів низької піддатливості з однією чи подвійною лінією обігріву для подачі газу пацієнтам, які потребують механічної респіраторної підтримки.

Лінії обігріву з подвійною спіраллю

Всі шланги з лінією обігріву обладнані подвійною спіраллю, що забезпечує постійне нагрівання газу та стінок шланга, щоб звести до мінімуму можливу конденсацію.

Стерильна упаковка


Всі дихальні контури з лінією обігріву постачаються стерильними для забезпечення найвищої безпеки пацієнта.



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ


038-31-101	Контур дихальний дорослий з однією лінією обігріву 1,6 м. Комплект 1.	З'єднувач Y-подібний з портом MDI та портом тиску, шланг гофрований експіраторний з вологозбірником, шланг гофрований 0,5 м, з'єднувач 22 M/22 M, 15 F, з'єднувач кутовий 22 F/22 M, камера зволожувача з автоматичним наповненням	20
-------------------	---	--	----



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ


038-31-203	Контур дихальний дорослий з подвійною лінією обігріву 1,6 м. Комплект 3.	З'єднувач Y-подібний з портом MDI та портом тиску, шланг гофрований експіраторний, шланг гофрований 0,5 м, з'єднувач 22 M /22 M, 15 мм F, з'єднувач кутовий 22 F/22 M, камера зволожувача з автоматичним наповненням	10
-------------------	--	--	----



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-31-301	Контур дихальний дорослий з можливістю переключення, з подвійною лінією обігріву 1,6 м. Комплект 1.	З'єднувач Y-подібний з портом MDI та портом тиску, шланг гладкостовбурний експіраторний, шланг гофрований 0,5 м, шланг гофрований 0,3 м, з'єднувач 22 M/ 22M, 15F, з'єднувач кутовий 22 F/22 M, камера зволожувача з автоматичним наповненням	20
038-31-303	Контур дихальний дорослий з можливістю переключення, з подвійною лінією обігріву 1,6 м. Комплект 1.	З'єднувач Y-подібний з портом MDI та портом тиску, шланг гофрований експіраторний, шланг гофрований 0,5 м, шланг гофрований 0,3 м, з'єднувач 22 M/22M, 15F, з'єднувач кутовий 22 F/22 M, камера зволожувача з автоматичним наповненням	20



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-31-102


Контур дихальний дорослий для неінвазивної вентиляції з однією лінією обігріву 1,6 м. Комплект 2.

Шланг експіраторний 0,5 м, шланг гофрований 0,5 м, з'єднувач 22 М/22М, 15F, з'єднувач кутовий 22 F/22 М, камера зволожувача з автоматичним наповненням

10



Клапан видиху



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-31-601

Контур дихальний дорослий для неінвазивної вентиляції з однією лінією обігріву 1,6 м, для Bi-PAP/ CPAP вентиляції Комплект 1.

Клапан видиху з лінією тиску 2 м та послідовним фільтром, шланг додатковий без обігріву 0,3 м, шланг гофрований 0,5 м, фільтр вірусобактеріальний з боку апарата, камера зволожувача з автоматичним наповненням

10



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-35-299

Контур дихальний гладкостовбурний дорослий з одним шлангом 1,8 м для Bi-PAP/ CPAP вентиляції.

Експіраторний клапан з лінією тиску, з'єднувач 22 М/22М, 15F, фільтр вірусобактеріальний з боку апарата

10



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-35-946

Контур дихальний дорослий з одним шлангом 1,6 м

Фільтр вірусобактеріальний, з'єднувач Т-подібний для CPAP вентиляції

10

038-35-950

Контур дихальний дорослий з одним шлангом 2,0 м

З'єднувач Т-подібний для CPAP вентиляції

10

038-35-951

Контур дихальний дорослий з одним гладкостовбурним шлангом 2,0 м


Фільтр вірусобактеріальний, з'єднувач Т-подібний для CPAP вентиляції

10

Клапани з позитивним тиском в кінці видиху (Клапани РЕЕР)




		КОЛІР	К-СТЬ
038-35-902	Клапан РЕЕР 2,5 см H ₂ O	●	10
038-35-905	Клапан РЕЕР 5 см H ₂ O	●	10
038-35-907	Клапан РЕЕР 7,5 см H ₂ O	●	10
038-35-910	Клапан РЕЕР 10 см H ₂ O	●	10
038-35-912	Клапан РЕЕР 12,5 см H ₂ O	●	10
038-35-915	Клапан РЕЕР 15 см H ₂ O	●	10
038-35-920	Клапан РЕЕР 20 см H ₂ O	●	10



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ


038-31-401	Контур дихальний дорослий з однією лінією обігріву 1,6 м. Комплект 1.	З'єднувач 22М/22М, 15F, камера зволожувача з автоматичним наповненням	10
------------	---	---	----



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ


038-31-402	Контур дихальний дорослий з однією лінією обігріву 1,6 м. Комплект 2.	Шланг гофрований 0,5 м, з'єднувач 22М/22М, 15F, камера зволожувача з автоматичним наповненням	10
------------	---	---	----



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ


038-31-404	Контур дихальний дорослий з однією лінією обігріву 1,6 м. Комплект 4.	Шланг гофрований 0,5 м, з'єднувач 22М/22М, 15F, фільтр вірусобактеріальний, камера зволожувача з ручним наповненням для THRIVE	10
------------	---	--	----



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-31-405	Контур дихальний дорослий з однією лінією обігріву 1,6 м. Комплект 5.	Шланг гофрований 0,5 м, з'єднувач 22М/22М, 15F, фільтр вірусобактеріальний, високопоточкова Veoflo (маленька), камера зволожувача з ручним наповненням для THRIVE	10
------------	---	---	----



Y-подібний з'єднувач з портом

ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ


038-01-130	Контур дихальний дорослий стандартний 1,6 м	З'єднувач 22М/22М, 15F	20
038-01-132	Контур дихальний дорослий стандартний 2,4 м	З'єднувач 22М/22М, 15F	20
038-01-135	Контур дихальний дорослий стандартний 1,6 м	Шланг гофрований 0,8 м, з'єднувач 22М/22М, 15F	20
038-01-140	Контур дихальний дорослий стандартний 1,6 м	З'єднувач Y-подібний з портами моніторингу, шланг гофрований 0,8 м, з'єднувач 22М/22М, 15F	20



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

СТЕРИЛЬНО К-СТЬ

038-01-150	Контур дихальний дорослий стандартний 1,6 м	Шланг гофрований експіраторний 22 мм з вологозбірником, з'єднувач 22М/22М, 15F	20
038-02-150	Контур дихальний педіатричний стандартний 1,6 м	Шланг гофрований експіраторний 15 мм з вологозбірником, з'єднувач 22М/22М, 15F	20
038-01-150B	Контур дихальний дорослий стандартний 1,6 м	Шланг гладкостовбурний експіраторний 22 мм з вологозбірником, з'єднувач 22М/22М, 15F, гладкостовбурний шланг 0,8 м	20
038-01-155	Контур дихальний дорослий стандартний 1,6 м	Шланги гофровані інспіраторний та експіраторний 22 мм з вологозбірниками, з'єднувач 22М/22М, 15F	20
038-02-155	Контур дихальний дорослий стандартний 1,6 м	Шланги гофровані інспіраторний та експіраторний 15 мм з вологозбірниками, з'єднувач 22М/22М, 15F	20
038-01-155B	Контур дихальний дорослий стандартний 1,6 м	Шланги гладкостовбурні інспіраторний та експіраторний 22 мм з вологозбірниками, з'єднувач 22М/22М, 15F, шланг гладкостовбурний 0,8 м	20
038-02-155B	Контур дихальний педіатричний стандартний 1,6 м	Шланги гладкостовбурні інспіраторний та експіраторний 15 мм з вологозбірниками, з'єднувач 22М/22М, 15F, шланг гладкостовбурний 0,8 м	20
038-31-756	Контур дихальний дорослий стандартний 1,6 м	Шланг гофрований експіраторний 22 мм з вологозбірником, з'єднувач 22М/22М, 15F, шланг гофрований 0,8 м, камера зволожувача з автоматичним наповненням	✓ 20



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ


038-01-155F	Контур дихальний дорослий стандартний 1,6 м	Шланг гофрований 0,8 м, з'єднувач T-подібний з послідовним клапаном, небулайзер MaxiNeb, 2 вологозбірника, з'єднувач 22М/22М, 15F	20
-------------	---	---	----



НЕОНАТАЛЬНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ З ЛІНІЄЮ ОБІГРІВУ
З турботою про наших найбільш
незахищених пацієнтів.

ventimyst®

Поліпшене активне зволоження VentiMyst® забезпечує абсолютне зволоження та усуває надмірну конденсацію.¹



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-33-252	Контур дихальний неонатальний VentiMyst 1,6 м з подвійною лінією обігріву. Комплект 1.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації, подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний VentiMyst, з'єднувачі T-подібні 8М/8F з портами, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувач 8М/15М, трубка адаптера, з'єднувач кутовий 22F/22М, з'єднувачі 9-11F/22М, 15F, з'єднувачі 10М, 8F/15М, 11F адаптер лінії обігріву 15F/22F, камера зволожувача з автоматичним наповненням, лінія тиску знімна, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 22F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м	10
038-33-253	Контур дихальний неонатальний VentiMyst 1,6 м з подвійною лінією обігріву. Комплект 2.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації, подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний VentiMyst, з'єднувачі T-подібні 8М/8F з портами, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувач 8М/15М, трубка адаптера, з'єднувач кутовий 22F/22М, з'єднувачі 9-11F/22М, 15F, з'єднувачі 10М, 8F/15М, 11F, адаптер лінії обігріву 15F/22F, лінія тиску знімна, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 22F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м	10
038-33-255	Контур дихальний неонатальний VentiMyst 1,6 м з подвійною лінією обігріву (для низькопоточної вентиляції). Комплект 3.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації, подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний VentiMyst, з'єднувачі T-подібні 8М/8F з портами, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувач 8М/15М, трубка адаптера, з'єднувач кутовий 22F/22М, з'єднувачі 9-11F/22М, 15F, з'єднувачі 10М, 8F/15М, 11F адаптер лінії обігріву 15F/22F, камера зволожувача з автоматичним наповненням, лінія тиску знімна, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 22F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м	10




ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-33-252/S	Контур дихальний неонатальний VentiMyst 1,6 м з подвійною лінією обігріву для апаратів ШВЛ SLE. Комплект 1.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації та фіксованою лінією тиску, подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний VentiMyst, з'єднувачі T-подібні 8М/8F з портами, обмежувачі потоку червоний та бурштиновий, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувачі 15М-22М/15F, з'єднувач кутовий 22F/22М, камера зволожувача з автоматичним наповненням, з'єднувачі 9-11F/22М, 15F, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м	10
038-33-253/S	Контур дихальний неонатальний VentiMyst 1,6 м з подвійною лінією обігріву для апаратів ШВЛ SLE. Комплект 2.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації та фіксованою лінією тиску, подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний VentiMyst, з'єднувачі T-подібні 8М/8F з портами, обмежувачі потоку червоний та бурштиновий, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувачі 15М-22М/15F, з'єднувач кутовий 22F/22М, з'єднувачі 9-11F/22М, 15F, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м, без камери зволожувача з автоматичним наповненням	10

¹ Data on file. Flexicare Medical Limited

SLE є зареєстрованою торговою маркою SLE Ltd.



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-33-201	Контур дихальний неонатальний 1,6 м з подвійною лінією обігріву. Комплект 1.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації, подовжувач для інкубатора 0,3 м, трубка адаптера, шланг гладкостовбурний експіраторний, з'єднувачі T-подібні 8М/8F з портами, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувач 8М/15М, трубка адаптера, з'єднувач кутовий 22F/22М, з'єднувачі 9-11F/22М, 15F, з'єднувачі 10М, 8F/15М, 11F, адаптер лінії обігріву 15F/22F, камера зволожувача з автоматичним наповненням, лінія тиску знімна, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 22F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м	20
038-33-202	Контур дихальний неонатальний 1,6 м з подвійною лінією обігріву. Комплект 2.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації, подовжувач для інкубатора 0,3 м, трубка адаптера, шланг гладкостовбурний експіраторний, з'єднувачі T-подібні 8М/8F з портами, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувач 8М/15М, трубка адаптера, з'єднувач кутовий 22F/22М, з'єднувачі 9-11F/22М, 15F, з'єднувачі 10М, 8F/15М, 11F, адаптер лінії обігріву 15F/22F, лінія тиску знімна, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 22F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м, без камери зволожувача з автоматичним наповненням	20



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ


К-СТЬ

038-33-201/S	Контур дихальний 1,6 м з подвійною лінією обігріву для апаратів ШВЛ SLE. Комплект 1.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації та фіксованою лінією тиску, 15 мм подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гладкостовбурний експіраторний, з'єднувач T-подібний 8М/8F з портом, обмежувачі потоку червоний та бурштиновий, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувачі 15М-22М/15F, з'єднувач кутовий 22F/22М, камера зволожувача з автоматичним наповненням, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м	20
038-33-202/S	Контур дихальний 1,6 м з подвійною лінією обігріву для апаратів ШВЛ SLE. Комплект 2.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації та фіксованою лінією тиску, 15 мм подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гладкостовбурний експіраторний, з'єднувач T-подібний 8М/8F з портом, обмежувачі потоку червоний та бурштиновий, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувачі 15М-22М/15F, з'єднувач кутовий 22F/22М, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м, без камери зволожувача з автоматичним наповненням	20



К-СТЬ


038-03-100	Комплект для подачі закису азоту неонатальний з адаптером	20
------------	---	----



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-33-101	Контур дихальний неонатальний 1,6 м з однією лінією обігріву. Комплект 1.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації, 15 мм подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний з вологозбірником, з'єднувачі T-подібні 8М/8F з портами, з'єднувач 8М/15М, з'єднувачі 10М,8F/15М, 11F, трубка адаптера, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувач кутовий 22F/22М, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, адаптер лінії обігріву 15F/22F, шланг 22F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м, камера зволожувача з автоматичним наповненням, з'єднувачі 9-11F/22М, 15F, лінія тиску знімна	20
038-33-102	Контур дихальний неонатальний 1,6 м з однією лінією обігріву. Комплект 2.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації, 15 мм подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний з вологозбірником, з'єднувачі T-подібні 8М/8F з портами, з'єднувач 8М/15М, з'єднувачі 10М,8F/15М, 11F, трубка адаптера, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувач кутовий 22F/22М, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, адаптер лінії обігріву 15F/22F, шланг 22F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м, з'єднувачі 9-11F/22М, 15F, лінія тиску знімна, без камери зволожувача з автоматичним наповненням	20



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-33-101/S	Контур дихальний неонатальний 1,6 м з однією лінією обігріву для апаратів ШВЛ SLE. Комплект 1.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації та фіксованою лінією тиску, 15 мм подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний з вологозбірником, з'єднувач T-подібний з портом 8М/8F, обмежувачі потоку червоний та бурштиновий, з'єднувач кутовий 22F/22М, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувачі 15М-22М/15F, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м, камера зволожувача з автоматичним наповненням	20
038-33-102/S	Контур дихальний неонатальний 1,6 м з однією лінією обігріву для апаратів ШВЛ SLE. Комплект 2.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації та фіксованою лінією тиску, 15 мм подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний з вологозбірником, з'єднувач T-подібний з портом 8М/8F, обмежувачі потоку червоний та бурштиновий, з'єднувач кутовий 22F/22М, з'єднувач 22М/22М, 15F, з'єднувачі 15М-22М/15F, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15М,11F/22F 0,6 м, без камери зволожувача з автоматичним наповненням	20



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-33-402	Контур дихальний неонатальний з однією лінією обігріву 1,6 м, для СРАР вентиляції / високопоточної вентиляції (HFOT). Комплект 1.	Подовжувач для інкубатора 15 мм 0,3 м, шланг 15М, 11F/22F 0,6 м, клапан скидання тиску 40см-Н ₂ О, з'єднувач 8М/15М, з'єднувач 22М/22М, 15F, адаптер лінії обігріву 15F/22F, трубка подачі кисню 2,1 м, камера зволожувача з автоматичним наповненням	20
------------	---	--	----




veoflo®

Високопотокowa назальна канюля Veoflo® – це комфортний вибір для проведення високопотокowoї окcигенотерапії (HFOT).

Високопотокowi назальні канюлі Veoflo можуть подавати нагріті та зволожені гази, забезпечуючи універсальність застосування відповідно до зміни стану пацієнта.

Високопотокowa окcигенотерапія (HFOT) надається пацієнтам з респіраторним дистрес-синдромом легкої або середньої тяжкості та може поліпшити окcигенацію та зменшити роботу дихання без необхідності неінвазивної вентиляції чи інтубації у певних категорій пацієнтів.^{1,2}



Регульоване розташування трубки
Знімна гладкостовбурна трубка та вилка надають можливість комфортно розташувати трубку з будь-якого боку.

Розщеплений головний тримач
Широкий еластичний тримач легко регулюється, що забезпечує надійну фіксацію та комфорт пацієнта.

Надійне з'єднання
Регульований тримач трубки зменшує тертя та працює в тандемі з ременем та зубчастим зажимом типу «крокодил» для забезпечення додаткової фіксації.



VEOFLO	VEOFLO + АДАПТЕР		РОЗМІР	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР НАЗАЛЬНОЇ КАНЮЛІ	КОЛІР	К-СТЬ
032-10-160	032-10-170	Канюля назальна високопотоківна Veoflo	Маленький	4 мм	●	25
032-10-161	032-10-171	Канюля назальна високопотоківна Veoflo	Середній	5 мм	●	25
032-10-162	032-10-172	Канюля назальна високопотоківна Veoflo	Великий	6 мм	○	25
032-10-165	032-10-175	Інтерфейс для трахеостомії високопотоківний Veoflo				25
010-675		Адаптер високопотоківний Veoflo				25

¹ Wettstein RB, Shelledy DC, Peters JL. Delivered Oxygen Concentrations using low-flow and high-flow nasal cannulas. Respir Care 2005;50 (5): 604-9.
² Miller, Kenneth. High Flow Oxygen: Does It Make a Difference? RT Magazine. Sept 2013.



Використання високопотокowych назальних канюль у поєднанні зі зволоженням надає безліч переваг: точна подача високої FiO₂ (фракційної концентрації кисню в дихальній суміші), оптимізований мукоциліарний кліренс, а також збільшення розкриття альвеол, що покращує комфорт пацієнта та ефективність терапії.



Дослідження довели, що високопотокова назальна терапія здатна подавати помірну кількість позитивного тиску в дихальні шляхи і може забезпечити перехід від неінвазивної вентиляції до застосування звичайних приладів подачі кисню.¹

М'яка на дотик трубка

Трубка ніжно торкається вух та обличчя, мінімізуючи тертя та тиск на делікатні тканини.

Визначник розміру

Скористайтесь визначником розміру, щоб підібрати потрібний розмір канюлі, що забезпечить найкраще прилягання та мінімізує потенційні відходи.

Сумісність

Адаптер забезпечує надійне з'єднання з 22- та 15-міліметровими респіраторними шлангами.

Повзунок, що регулюється

Надійне та комфортне прикріплення без потреби у головному чи шийному тримачі.

Надійна подача кисню


Зіркоподібний просвіт трубки забезпечує належний потік кисню, навіть якщо трубка згинається.

Усі групи пацієнтів

Асортимент канюль з кольоровою індикацією відмінно задовольняє потреби всіх груп пацієнтів, від недоношених новонароджених до дорослих.

		РОЗМІР	МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ	КОЛІР	К-СТЬ
032-13-150	Канюля назальна високопотоккова	Для недоношених новонароджених	8 л/хв	●	25
032-13-151	Канюля назальна високопотоккова	Для новонароджених	8 л/хв	●	25
032-13-152	Канюля назальна високопотоккова	Для немовлят	8 л/хв	●	25
032-13-153	Канюля назальна високопотоккова	Для немовлят 3 - 12 міс	8 л/хв	●	25
032-12-150	Канюля назальна високопотоккова	Педіатрична	20 л/хв	●	25
032-12-151	Канюля назальна високопотоккова	Педіатрична/ мала доросла	40 л/хв	●	25
032-10-150	Канюля назальна високопотоккова	Доросла	40 л/хв	●	25
032-12-240	Клапан скидання тиску високопотокковий 40 см H ₂ O			●	10
032-10-260	Клапан скидання тиску високопотокковий 60 см H ₂ O			●	10

¹ High Flow Nasal Oxygen Generates Positive Airway Pressure in Adult Volunteers. Groves N, Tobin A, Aust Crit Care. 2007 Nov;20(4):126-31.



ТОЧНА ПОДАЧА КИСНЮ
Клінічно доведена
ефективність.



Ventimask®

Киснева маска Ventimask є альтернативою для пацієнтів, до яких не можна застосувати високопотокową назальну канюлю, наприклад тих, хто має обтуровані носові ходи або хворих після травми чи хірургічного втручання у назофарингеальній зоні.

Приєднання маски Ventimask до дихального контуру зі зволожувачем з однією лінією обігріву та зі змішувачем кисню чи адаптером вологості та клапаном Вентурі від компанії Flexicare забезпечує проведення високопотокowej оксигенотерапії зі зволоженням за допомогою лицевої маски.

К-СТЬ

037-10-007	Маска киснева Ventimask без клапана Вентурі	50
037-10-004	Маска киснева Ventimask з клапаном Вентурі 40% червоного кольору, 10 л/хв	50
037-10-005	Маска киснева Ventimask з клапаном Вентурі 60% зеленого кольору, 15 л/хв	50
037-10-000	Маска киснева Ventimask високої концентрації O ₂ з клапанами Вентурі 40% та 60%	50




Адаптер вологості

Коли адаптер вологості підключається до дихального контуру зі зволожувачем з однією лінією обігріву, зволене повітря захоплюється клапаном Вентурі. Використання адаптера вологості – це найбільш точний спосіб подачі пацієнту зволоженого кисню високої концентрації.

К-СТЬ

5506	Адаптер вологості 22 мм	10
------	-------------------------	----



ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

038-33-180	Дихальний контур 1,6 м з однією лінією обігріву для бульбашкової CPAP вентиляції	Лінія обігріву 1,6 м, подовжувач для інкубатора 15 мм 0,3 м, шланг гофрований експіраторний, з'єднувач Т-подібний з портом, з'єднувач 8М/15М, з'єднувачі 10М, 8F/15М, 11F, з'єднувач універсальний 22 мм, клапан скидання тиску 40см H ₂ O, камера зволожувача з автоматичним наповненням, бульбашковий CPAP генератор	10
038-10-300	Бульбашковий CPAP генератор		10



Назальні канюлі для CPAP вентиляції у немовлят поєднують в собі відмінну функціональність з м'якими матеріалами для ніжного та ефективного догляду. Канюлі наявні у широкому діапазоні розмірів для оптимального прилягання.

Атравматичність

Анатомічно вигнута м'яка силіконова канюля, з маркуванням глибини в діапазоні 7 розмірів, надійно та герметично прилягає та забезпечує CPAP вентиляцію, а також мінімізує ризик пошкодження тканин.

Надійне розташування

Страхувальні тримачі на м'якій трикотажній шапочці допомагають розташувати трубки контуру, зменшуючи ризик руху канюлі.

Стерильно та не містить діетилгексилфталати (DEHP)


Набори назальних канюль для CPAP вентиляції у немовлят стерильно упаковані* на найвищому рівні, щоб уникнути небажаних ризиків у вразливих пацієнтів.

Підходить для новонароджених та немовлят

Діапазон розмірів канюлі починається з розміру 00, який підходить для пацієнтів з дуже низькою вагою при народженні (менше 500 г) до розміру 5 для немовлят.

Надійне з'єднання

Конічний універсальний з'єднувач надійно під'єднується до найбільш поширених дихальних контурів з лінією обігріву.



КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ДЛЯ CPAP ВЕНТИЛЯЦІЇ НЕМОВЛЯТ

КОМПЛЕКТ З НАЗАЛЬНОЮ КАНЮЛЕЮ ДЛЯ CPAP ВЕНТИЛЯЦІЇ НЕМОВЛЯТ

КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ДЛЯ CPAP ВЕНТИЛЯЦІЇ НЕМОВЛЯТ	КОМПЛЕКТ З НАЗАЛЬНОЮ КАНЮЛЕЮ ДЛЯ CPAP ВЕНТИЛЯЦІЇ НЕМОВЛЯТ	РОЗМІР	ПРИБЛИЗНА ВАГА ПАЦІЄНТА	КОЛІР	К-СТЬ
038-13-100	038-13-200	00	Менше 500 г	●	10
038-13-110	038-13-210	0	500 – 700 г	●	10
038-13-111	038-13-211	1	700 – 1250 г	○	10
038-13-112	038-13-212	2	1250 – 2000 г	●	10
038-13-113	038-13-213	3	2000 – 3000 г	●	10
038-13-114	038-13-214	4	Більше 3000 г	●	10
038-13-115	038-13-215	5	Від 1 до 2 років	●	10



ДИХАЛЬНІ ФІЛЬТРИ

ДИХАЛЬНІ ФІЛЬТРИ

ПОРТ LUERSAFE	62
ГОФРОВАНІЙ ГІДРОФОБНИЙ ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР NEPASHIELD	63
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР VENTISHIELD	64
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР BARR-VENT	65

ТЕПЛОВОЛОГООБМІННІ ДИХАЛЬНІ ФІЛЬТРИ

ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИЙ ПІДСИЛЮВАЧ	66
ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИЙ ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР HYGROVENT	68
ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИЙ ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР THERMOSHIELD	69
ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИК CLIMAVENT	70
НЕОНАТАЛЬНІ ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИКИ ТА ТЕПЛОВОЛОГООБМІННІ ФІЛЬТРИ	70
КОМБІНОВАНІ НАБОРИ	71

ТЕПЛОВОЛОГООБМІННІ ФІЛЬТРИ ПРИ ТРАХЕОСТОМІЇ

ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИК THERMOTRACH	72
ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИК CLIMATRACH	73

ФІЛЬТР ДЛЯ ДИХАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОБ

ФІЛЬТР ДЛЯ ЛЕГЕНЕВИХ ПРОБ	74
---------------------------	----



LuerSafe™

Конструкція самогерметизуючого клапана без заглушки дозволяє уникнути можливого витoku або захоплення повітря навколо нещільно прилягаючої або погано встановленої заглушки.

Кольорова індикація клапана

Помаранчева кольорова індикація клапана порту LuerSafe та лінії моніторингу LuerSafe чітко вказує на правильність з'єднання.

Унікальна конструкція порту Luer

Порт LuerSafe усуває ризик неправильного з'єднання зі стандартними з'єднувачами Luer, такими, як системи для внутрішньовенних інфузій, що забезпечує з'єднання виключно з лінією моніторингу.



Вставте кольорово позначений з'єднувач лінії моніторингу в порт LuerSafe, натискаючи та обертаючи за годинниковою стрілкою.



Переконайтеся, що порт LuerSafe надійно замкнено, та перевірте капнограму.



Щоб зняти лінію моніторингу, відкрутіть її, та клапан самостійно герметично закриється.

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Неперевершена
фільтрація.



HepaShield™



Гофровані гідрофобні вірусобактеріальні механічні фільтри Hepashield створюють мінімальний опір потоку та мають максимальну поверхню, що забезпечує неперевершену фільтрацію.

Заокруглені краї
Заокруглені краї корпусу фільтра попереджають виникнення пролежнів у пацієнта.

Зниження навантаження
Мала вага фільтра знижує навантаження на дихальні контури та дихальну систему.

Надійний порт Luer Lock
Заглушка, яка встановлюється простим натисканням, надійно прикріплена тримачем, що виключає ризик неправильного встановлення або випадкового загублення.

	038-41-370	038-41-375	038-41-376	038-42-380	038-42-385	038-42-386
Ефективність	99,99999%	99,99999%	99,99999%	99,99999%	99,99999%	99,99999%
Опір 30 л/хв	1,4 см H ₂ O	1,4 см H ₂ O	1,4 см H ₂ O	2,7 см H ₂ O	2,7 см H ₂ O	2,8 см H ₂ O
Мертвий простір	47 мл	47 мл	74-85 мл	35 мл	35 мл	56-74 мл
Мін VT	141 мл	141 мл	222 мл	105 мл	105 мл	168 мл
Вага	42 г	43 г	61 г	26 г	29 г	47 г

ДОРΟΣЛИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ	ДОРΟΣЛИЙ СТЕРИЛЬНИЙ	ПЕДІАТРИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ	ПЕДІАТРИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ		К-СТЬ
038-41-370	038-41-370STR	038-42-380	038-42-380STR	Фільтр вірусобактеріальний гофрований гідрофобний HepaShield	50
038-41-375	038-41-375STR	038-42-385	038-42-385STR	Фільтр вірусобактеріальний гофрований гідрофобний HepaShield (з портом з прикріпленою заглушкою)	50
038-41-376	038-41-376STR	038-42-386	038-42-386STR	Фільтр вірусобактеріальний гофрований гідрофобний HepaShield (з портом з прикріпленою заглушкою), трубка з'єднувальна з можливістю подовження, з'єднувач кутовий з подвійним шарніром, порт з подвійною заглушкою та ущільнювачем	50

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

Високоєфективна
фільтрація.**VentiShield™**

Дихальні фільтри VentiShield в асортименті забезпечують ефективність фільтрації на 99,999%. Фільтри малої ваги мають компактну та заокруглену конструкцію, що робить їх ідеальними для використання з боку пацієнта.

**Знижений ризик пролежнів**

Заокруглена форма без гострих країв зменшує ризик виникнення пролежнів у пацієнта.

Розмір на вибір

Фільтри наявні у стандартному, маленькому та маленькому кутовому варіантах. Також пропонуємо фільтр з боку апарата, який був спеціально розроблений для приєднання з боку апарата.

Мала вага конструкції


Мала вага фільтра знижує навантаження на дихальний контур.

- Висока ефективність фільтрації
- Низький опір


- З'єднувачі відповідають стандартам ISO
- Порт моніторингу CO₂

- Не містить латекс
- Не містить діетилгексилфталати (DEHP)


	038-41-360	038-41-340	038-41-365 038-41-365LS	038-41-345 038-41-345LS	038-41-366 038-41-366LS	038-42-360	038-42-365	038-42-365LS	038-42-366 038-42-366LS
Ефективність	99,999%	99,999%	99,999%	99,999%	99,999%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Опір 30 л/хв	1,2 см H ₂ O	1,4 см H ₂ O	1,2 см H ₂ O	1,4 см H ₂ O	1,5 см H ₂ O	1,9 см H ₂ O	1,9 см H ₂ O	1,9 см H ₂ O	2,2 см H ₂ O
Мертвий простір	66 мл	52 мл	66 мл	52 мл	76 мл	25 мл	25 мл	25 мл	35 мл
Мін VT*	198 мл	156 мл	198 мл	156 мл	228 мл	75 мл	75 мл	75 мл	105 мл
Вага	30 г	31 г	32 г	33 г	38 г	19 г	20 г	21 г	28 г




Прямий фільтр




Кутовий фільтр




Прямий фільтр
(з портом з прикріпленою
заглушкою)




Кутовий фільтр
(з портом з прикріпленою
заглушкою)




Прямий фільтр
(з портом LuerSafe)



Кутовий фільтр
(з портом LuerSafe)



Кутовий фільтр (з портом з
прикріпленою заглушкою та
кутовим з'єднувачем)




Кутовий фільтр (з портом
LuerSafe та кутовим з'єднувачем)

ДОРΟΣЛИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ	ДОРΟΣЛИЙ СТЕРИЛЬНИЙ	МІНІ НЕСТЕРИЛЬНИЙ	МІНІ СТЕРИЛЬНИЙ		К-СТЬ
038-41-360	038-41-360STR	038-42-360		Фільтр вірусобактеріальний VentiShield	50
038-41-340	038-41-340STR			Фільтр вірусобактеріальний VentiShield кутовий	50
038-41-365	038-41-365STR	038-42-365	038-42-365STR	Фільтр вірусобактеріальний VentiShield (з портом з прикріпленою заглушкою)	50
038-41-345	038-41-345STR			Фільтр вірусобактеріальний VentiShield кутовий (з портом з прикріпленою заглушкою)	50
038-41-365LS		038-42-365LS		Фільтр вірусобактеріальний VentiShield (з портом LuerSafe)	50
038-41-345LS				Фільтр вірусобактеріальний VentiShield кутовий (з портом з прикріпленою заглушкою)	50
038-41-366		038-42-366		Фільтр вірусобактеріальний VentiShield (з портом з прикріпленою заглушкою), з'єднувач кутовий низькопрофільний 22M/15F	50
038-41-366LS		038-42-366LS		Вірусобактеріальний фільтр VentiShield (з портом LuerSafe), з'єднувач кутовий низькопрофільний 22M/15F	50


Barr-Vent

Вірусобактеріальний фільтр Barr-Vent використовується для фільтрації вентиляційних газів та працює в обох напрямках, тому пацієнт і апарат захищені від мікробного інфікування.


Дихальні фільтри Barr-Vent захищають пацієнтів та лікарів від бактеріальних та вірусних інфекцій. Електростатично поліпшене фільтрувальне середовище ефективно утворює бар'єр, знижуючи ризик перехресного інфікування та не змінюючи опір потоку повітря.




Фільтр (з портом Luer Lock
та заглушкою)



Фільтр S (з портом Luer Lock
та заглушкою)




Кутовий фільтр S (з портом
Luer Lock та заглушкою)



Фільтр з боку апарата

BARR-VENT СТЕРИЛЬНИЙ	BARR-VENT НЕСТЕРИЛЬНИЙ		К-СТЬ
300-300-000	301-300-000	Фільтр Barr-Vent (з портом Luer Lock та заглушкою)	50
300-400-000	301-400-000	Фільтр Barr-Vent S (з портом Luer Lock та заглушкою)	50
300-410-000	301-410-000	Фільтр Barr-Vent S кутовий (з портом Luer Lock та заглушкою)	50
300-440-000	301 440 000	Фільтр Barr-Vent з боку апарата	50



ТЕПЛОВООГООБМІННИЙ ПІДСИЛЮВАЧ
Надайте своїм пацієнтам
необхідне підсилення.

HME Booster
ТЕПЛОВООГООБМІННИЙ
ПІДСИЛЮВАЧ

Інноваційний тепловологообмінний підсилювач, який розташовується з боку пацієнта, пропонує унікальне рішення по забезпеченню пацієнта теплом та зволоженням, без потреби у традиційних дихальних контурах з активним зволоженням.



Багаторазове використання
Довговічний і багаторазовий нагрівач наявний у різних електричних конфігураціях для багатьох регіонів.

Висока ефективність тепловологообміну
Тепловологообмінний підсилювач не лише подає тепло та вологу безпосередньо пацієнту під час вдиху, але також підвищує ефективність тепловологообміну під час видиху для наступного дихального циклу.

Технологія підсилювання тепловологообміну
За допомогою технології підсилювання тепловологообміну, пацієнти на ШВЛ можуть за потреби отримати додаткове тепло та зволоження.

Оптимальна комбінація
Система складається з високопродуктивного тепловологообмінного фільтра з нагрівальним елементом та адаптером джерела води. Процес нагріву призводить до випаровування, яке підігріває та зволожує повітря. Додаткове тепло та волога, у поєднанні з тепловологообміном, забезпечують відмінний рівень зволоження.

		РЕГІОН	ТИП ВИЛКИ	К-СТЬ
358 931 400	Тепловологообмінний підсилювач з нагрівальним елементом 4 м	ВЕЛИКА БРИТАНІЯ	230 В з 3-контактним штекером	1
358 930 400	Тепловологообмінний підсилювач з нагрівальним елементом 4 м	ЄС	230 В з 2-контактним штекером	1
358 932 400	Тепловологообмінний підсилювач з нагрівальним елементом 4 м	ЯПОНІЯ	110-120 В з 2-контактним штекером	1
358 933 400	Тепловологообмінний підсилювач з нагрівальним елементом 4 м	США	110-120 В з 2-контактним штекером	1
358 934 400	Тепловологообмінний підсилювач з нагрівальним елементом 4 м	АВСТРАЛІЯ	230 В з 2-контактним штекером	1
358 000 071	Змінні X-кільця для тепловологообмінного підсилювача			5

ПРЯМУЙ ДО ЗОЛОТА

Золотий стандарт зволоження.



Фільтр Hygrovent Gold

Тепловологообмінний фільтр Hygrovent Gold поєднує в собі простоту тепловологообмінника з перевагами активного зволоження. Нагрівальний елемент легко встановлюється та надає додаткове тепло та зволоження до вдихуваних газів. Клінічно доведено, що фільтр підвищує рівень зволоження у пацієнтів, які знаходяться на механічній вентиляції легенів.¹

ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ

К-СТЬ

355-000-000	Фільтр тепловологообмінний Hygrovent Gold Базовий		50
355-005-010E	Фільтр тепловологообмінний Hygrovent Gold Стандартний	Трубка з'єднувальна гладкостовбурна пряма 10 см	25
355-105-015F	Фільтр тепловологообмінний Hygrovent Gold Flex Стандартний	Трубка з'єднувальна гнучка пряма Flexi-Lock	25
355-001-010E	Фільтр тепловологообмінний Hygrovent Gold Комфорт	Трубка з'єднувальна гладкостовбурна 10 см з подвійним шарніром та портом	25
355-021-010F	Фільтр тепловологообмінний Hygrovent Gold Комфорт IV	Трубка з'єднувальна гладкостовбурна 10 см з подвійним шарніром та портом, система для інфузій	25
355-031-010A	Фільтр тепловологообмінний Hygrovent Gold Комфорт Плюс	Трубка з'єднувальна гладкостовбурна 10 см з подвійним шарніром та портом, з'єднувач Т-подібний з клапаном	25

Набори з тепловологообмінним підсилювачем та Т-подібним з'єднувачем

Стерильні, одноразові конфігурації тепловологообмінного підсилювача задовольняють ваші конкретні потреби. Кожен набір складається з тепловологообмінного фільтра Hygrovent S та Т-подібного з'єднувача з тепловологообмінним підсилювачем.



СТЕРИЛЬНО

ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ


К-СТЬ

354-200-000	Набір з тепловологообмінним підсилювачем	✓	50
354-215-010	Підсилювач тепловологообмінний з Т-подібним з'єднувачем. Комплект 1	✓	20
354-205-010	Підсилювач тепловологообмінний з Т-подібним з'єднувачем. Комплект 2	✓	20
352-215-010C	Підсилювач тепловологообмінний з Т-подібним з'єднувачем. Комплект 3	✓	20
354-231-020	Підсилювач тепловологообмінний з Т-подібним з'єднувачем. Комплект 4		50
354-221-000	Підсилювач тепловологообмінний з Т-подібним з'єднувачем. Комплект 5		50

¹ I Gonzalez, P Jumenez, J Valdivia, A Esquinas. Indian Journal of Critical Care Medicine, Wolters Kluwer - Medknow, 2017.

ТЕПЛОВООГООБМІННИЙ
ДИХАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

Поєднання фільтрації
та зволоження.



Hygrovent

Тепловологообмінні фільтри Hygrovent – це дихальні фільтри з інтегрованим тепловологообмінником. Електростатично поліпшений фільтр захищає пацієнтів та лікарів від бактеріальних та вірусних інфекцій.

Ефективне зволоження

Тепловологообмінник ефективно нагріває та зволожує вдихуване повітря.

Розмір на вибір

Тепловологообмінний фільтр Hygrovent наявний у кількох розмірах, щоб задовольнити конкретні потреби пацієнта.

СТЕРИЛЬНО	НЕСТЕРИЛЬНО		К-СТЬ
300-100-000	301-100-000	Фільтр тепловологообмінний Hygrovent (з портом Luer Lock та заглушкою)	50
300-200-000	301-200-000	Фільтр тепловологообмінний Hygrovent S (з портом Luer Lock та заглушкою)	50
300-210-000	301-210-000	Фільтр тепловологообмінний Hygrovent кутовий S (з портом Luer Lock та заглушкою)	50
300-520-000	301-520-000	Фільтр тепловологообмінний Hygrovent прямий дитячий (з портом Luer Lock та заглушкою)	50
300-510-000	301-510-000	Фільтр тепловологообмінний Hygrovent кутовий дитячий (з портом Luer Lock та заглушкою)	50



Тепловологообмінний фільтр HF55 має оптимальний баланс між опором потоку, внутрішнім об'ємом, властивостями зволоження та фільтрацією.

Тепловологообмінний фільтр HF55 має порт Luer Lock для полегшення вимірювання CO₂.

СТЕРИЛЬНО	НЕСТЕРИЛЬНО		К-СТЬ
HF55	HF055	Фільтр тепловологообмінний HF55	50



ThermoShield™

Високий рівень зволоження сприяє захисту пацієнтів від побічних ефектів тривалого впливу сухого газу.

Заокруглена форма

Заокруглені контури без гострих країв знижують ризик виникнення пролежнів у пацієнта.

Надійність порту Luer Lock

Заглушка, яка встановлюється простим натисканням, надійно прикріплена тримачем, що виключає ризик неправильного встановлення або випадкового загублення. Фільтр ThermoShield також наявний без заглушки із самогерметизуючим портом LuerSafe.

	038-41-350	038-41-330	038-41-355 038-41-355LS	038-41-335 038-41-335LS	038-41-356	038-41-357	038-41-359	038-42-350	038-42-355 038-42-355LS	038-42-356 038-42-356LS	038-42-357
Ефективність	99,999%	99,999%	99,999%	99,999%	99,999%	99,999%	99,999%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Зволоження	33,6 мг/л повітря	33,6 мг/л повітря	33,6 мг/л повітря	33,6 мг/л повітря	33,6 мг/л повітря	33,6 мг/л повітря	33,6 мг/л повітря	30,3 мг/л повітря	30,3 мг/л повітря	30,3 мг/л повітря	30,3 мг/л повітря
Опір 30 л/хв	1,4 см H ₂ O	1,7 см H ₂ O	1,4 см H ₂ O	1,7 см H ₂ O	2,0 см H ₂ O	2,0 см H ₂ O	3,1 см H ₂ O	2,9 см H ₂ O	2,9 см H ₂ O	3,1 см H ₂ O	4,0 см H ₂ O
Мертвий простір	66 мл	52 мл	66 мл	52 мл	76 мл	96 мл	87-105 мл	25 мл	25 мл	35 мл	46-64 мл
Мін VT*	198 мл	156 мл	198 мл	156 мл	228 мл	288 мл	261 мл	75 мл	75 мл	105 мл	138 мл
Вага	39 г	38 г	41 г	40 г	45 г	55 г	59 г	22 г	25 г	32 г	45 г

ДОРΟΣЛИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ	ДОРΟΣЛИЙ СТЕРИЛЬНИЙ	МІНІ НЕСТЕРИЛЬНИЙ	МІНІ СТЕРИЛЬНИЙ		К-СТЬ
038-41-350	038-41-350STR	038-42-350		Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний ThermoShield	50
038-41-330	038-41-330STR			Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний кутовий ThermoShield	50
038-41-355	038-41-355STR	038-42-355	038-42-355STR	Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний ThermoShield (з портом з прикріпленою заглушкою)	50
038-41-335	038-41-335STR			Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний кутовий ThermoShield (з портом з прикріпленою заглушкою)	50
038-41-355LS	038-41-355LSSTR	038-42-355LS		Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний ThermoShield (з портом LuerSafe)	50
038-41-335LS	038-41-335LSSTR			Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний ThermoShield (з портом LuerSafe)	50
038-41-356		038-42-356		Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний ThermoShield (з портом з прикріпленою заглушкою), з'єднувач кутовий низькопрофільний 22M/15F (з портом з прикріпленою заглушкою)	50
		038-42-356LS		Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний ThermoShield (з портом LuerSafe), з'єднувач кутовий низькопрофільний 22M/15F	50
038-41-357	038-41-357STR			Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний ThermoShield (з портом з прикріпленою заглушкою), трубка з'єднувальна, з'єднувач кутовий низькопрофільний 22M/15F	50
038-41-359		038-42-357		Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний ThermoShield (з портом з прикріпленою заглушкою), трубка з'єднувальна з можливістю подовження з кутовим з'єднувачем з подвійним шарніром, порт з подвійною заглушкою та ущільнювачем	50

ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИК

Ефективне зволоження.



Climavent

Тепловологообмінник Climavent забезпечує найвищий рівень зволоження. Збагачений кальцієвою сіллю целюлозний папір забезпечує оптимальне зволоження.

СТЕРИЛЬНО	НЕСТЕРИЛЬНО		К-СТЬ
300-610-000	301-610-000	Тепловологообмінник Climavent (з портом Luer Lock та заглушкою)	50
300-600-000	301-600-000	Тепловологообмінник Climavent S (з портом Luer Lock та заглушкою)	50
300-605-000	301-605-000	Тепловологообмінник Climavent S кутовий (з портом Luer Lock та заглушкою)	50
300-630-000	301-630-000	Тепловологообмінник Climavent XS	50
300-622-000	301-622-000	Тепловологообмінник Climavent прямий дитячий (з портом Luer Lock та заглушкою)	50
300-621-000	301-621-000	Тепловологообмінник Climavent кутовий дитячий (з портом Luer Lock та заглушкою)	50

Неонатальні тепловологообмінники та тепловологообмінні фільтри




	038-43-150	038-43-355
Зволоження	25,2 мг/л повітря при 1000 мл	31 мг/л повітря при 50 мл
Опір	0,3 см H ₂ O при 7,5 л/хв	0,8 см H ₂ O при 7,5 л/хв
Мертвий простір	2 мл	11 мл
Мін VT		>35 мл
Вага	3,6 г	9 г

		К-СТЬ
038-43-150	Тепловологообмінник неонатальний стерильний	25
038-43-355	Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний неонатальний з портом Luer Lock та прикріпленою заглушкою	50

Комбіновані набори

Високоякісна фільтрація та зволоження у поєднанні з гнучкими з'єднувальними трубками Flexi-Lock, гладкостовбурними або гофрованими з'єднувальними трубками на вибір.



Комбіновані набори з гнучкими з'єднувальними трубками Flexi-Lock


	ФІЛЬТР	СТЕРИЛЬНО З'ЄДНУВАЛЬНА ТРУБКА	К-СТЬ
422-405-000	Фільтр Barr-Vent S	✓ Трубка з'єднувальна гнучка Flexi-Lock 15F 22F пряма	25
459-404-000	Фільтр Barr-Vent S	Трубка з'єднувальна гнучка Flexi-Lock 15F 22F кутова	25
450-105-001	Фільтр Hygrovent	✓ Трубка з'єднувальна гнучка Flexi-Lock 15M пряма	25
422-205-015	Фільтр Hygrovent S	✓ Трубка з'єднувальна гнучка Flexi-Lock 15F 22F пряма	25
459-204-000	Фільтр Hygrovent S	Трубка з'єднувальна гнучка Flexi-Lock 15M кутова	25
HF55-FT15	Фільтр HF55	✓ Трубка з'єднувальна гнучка Flexi-Lock 15F 22F пряма	25

Комбіновані набори з гладкостовбурними з'єднувальними трубками

	ФІЛЬТР	СТЕРИЛЬНО З'ЄДНУВАЛЬНА ТРУБКА	К-СТЬ
430-201-010	Фільтр Hygrovent S	✓ Трубка з'єднувальна гладкостовбурна 15M 10 см, з'єднувач кутовий шарнірний з портом	25
420-201-015	Фільтр Hygrovent S	✓ Трубка з'єднувальна гладкостовбурна 22F 15 см, з'єднувач кутовий шарнірний з портом	25
430-201-015	Фільтр Hygrovent S	✓ Трубка з'єднувальна гладкостовбурна 15M 15 см, з'єднувач кутовий шарнірний з портом	25
430-203-015	Фільтр Hygrovent S	✓ Трубка з'єднувальна гладкостовбурна 15M 15 см, з'єднувач кутовий шарнірний	25
427-891-015	Фільтр HF55	Трубка з'єднувальна гладкостовбурна 22F 15 см, з'єднувач кутовий шарнірний знімний з портом	25
429-203-020	Фільтр Hygrovent S	Трубка з'єднувальна гладкостовбурна 22F 20 см, з'єднувач кутовий шарнірний	25

Комбіновані набори з гофрованими з'єднувальними трубками

	ФІЛЬТР	СТЕРИЛЬНО З'ЄДНУВАЛЬНА ТРУБКА	К-СТЬ
435-205-015	Фільтр Hygrovent S	✓ Трубка з'єднувальна гофрована 15M 15 см, з'єднувач кутовий знімний	75



ThermoTrach™

Тепловологообмінник для пацієнтів із самостійним диханням та трахеостомічною трубкою.

Самогерметизуючий порт для аспірації та вбудований отвір кашлю

Дихальні шляхи можна очистити аспіраційним катетером через вбудований самогерметизуючий аспіраційний порт. Порт також виступає як вентиляційний отвір, який може автоматично відкриватися під час сильного кашлю, забезпечуючи відходження в'язкого мокротиння та запобігаючи обтурації дихальних шляхів.

Шарнірний кисневий з'єднувач

Подача додаткового кисню здійснюється приєднанням до тепловологообмінника ThermoTrach шарнірного кисневого з'єднувача, який можна нахилити до найзручнішого комфортного положення, що зменшує ризик відключення, заломлення чи навантаження на пацієнта.

Гофроване паперове середовище


Білий колір паперового середовища тепловологообмінника допомагає персоналу побачити будь-яке забруднення середовища та своєчасно замінити його.

Прозора конструкція

Прозорий корпус дозволяє побачити потенційну оклюзію або накопичення секретів, які можуть обтурувати дихальні шляхи.


Зволожений кисень

Кисень, що проходить через тепловологообмінник, піддається нагріванню та зволоженню перед тим, як потрапити до пацієнта.




Процес тепловологообміну:

- ДОДАТКОВИЙ КИСЕНЬ
- ТЕПЛЕ ЗВОЛОЖЕНЕ ПОВІТРЯ
- ВИДИХУВАНЕ/ НАВКОЛИШНЄ ПОВІТРЯ



038-41-255



038-41-250

	038-41-255	038-41-260	038-41-250
Вага	8,2 г	7,6 г	6,4 г
Тепловологообмінне середовище	Гофрований папір	Гофрований папір	Піна синього кольору
Опір	0,27 см H ₂ O при 30 л/хв	0,27 см H ₂ O при 30 л/хв	0,48 см H ₂ O при 30 л/хв
Вологість на виході при Vt 500 мл	26,7 г H ₂ O/л	26,7 г H ₂ O/л	26,5 г H ₂ O/л
З'єднувачі	15 мм стандартний з'єднувач, ISO 5356-1	15 мм стандартний з'єднувач, ISO 5356-1	15 мм стандартний з'єднувач, ISO 5356-1

К-СТЬ

038-41-255	Тепловологообмінник ThermoTrach при трахеостомії з низьким опором, з вентиляційним отвором та шарнірним портом кисню	50
038-41-260	Тепловологообмінник ThermoTrach при трахеостомії з низьким опором, з вентиляційним отвором	50
038-41-250	Тепловологообмінник ThermoTrach при трахеостомії з вентиляційним отвором та шарнірним портом кисню	50
038-41-250T	Тепловологообмінник ThermoTrach при трахеостомії з вентиляційним отвором, шарнірним портом кисню та кисневою трубкою 2,1 м	50

Climatrach

Тепловологообмінник Climatrach бере на себе виконання функції верхніх дихальних шляхів у пацієнтів з трахеостомією.



Комфорт пацієнта

Ефективно зігріває та зволожує вдихуване повітря за допомогою тепловологообмінного середовища. Унікальна конструкція поєднує в собі відмінну ефективність та малу вагу для додаткового комфорту пацієнта.

Запобіжний клапан

Додатковий запобіжний клапан відкривається, коли внутрішній тиск тимчасово стає занадто високим, і закривається, коли тиск повертається до нормального значення.

СТЕРИЛЬНО

НЕСТЕРИЛЬНО

К-СТЬ

300-700-000	301-700-000	Тепловологообмінник Climatrach при трахеостомії	50
300-710-000	301-710-000	Тепловологообмінник Climatrach при трахеостомії з портом O ₂	50
300-720-000	301-720-000	Тепловологообмінник Climatrach при трахеостомії із запобіжним клапаном	50
300-730-000	301-730-000	Тепловологообмінник Climatrach при трахеостомії з портом O ₂ та запобіжним клапаном	50



Фільтр для дихальних функціональних проб

Фільтр для дихальних функціональних проб захищає пацієнта та обладнання від ризику перехресного інфікування між пацієнтом та обладнанням під час проведення дихальних функціональних проб. Водночас, фільтр створює мінімальний опір, що забезпечує точність результатів проби. Фільтр знижує ризик передачі респіраторних збудників під час нормального дихання чи під час перевірки форсованої життєвої ємності легенів. Фільтр для дихальних функціональних проб від компанії Flexicare відповідає рекомендаціям Американського торакального товариства щодо опору при використанні даних приладів.

	038-41-395
Ефективність	99,99%
Опір	0,4 см H ₂ O при 30 л/хв
Мертвий простір	135 мл
Висота	250 мм
Вага	41 г

К-СТЬ

038-41-395	Фільтр для дихальних функціональних проб	50
038-41-394	Затискач носовий для використання з фільтром для дихальних функціональних проб	50

Піковий витратомір

Ефективне лікування астми полягає у ранньому виявленні загрози потенційних загострень. Здатність оперативно реагувати залежить від ретельного моніторингу пікового потоку, щоб допомагати підтримувати якість життя та оптимізувати ефективність ліків.



- Підходить для дорослих і дітей
- Для використання в клініках, загальній практиці, спортивній медицині та вдома
- Висока точність
- Легкість і портативність
- Відповідає усім застосовним стандартам для пікових витратомірів
- Діапазон вимірювання складає 50 - 800 л/хв

К-СТЬ

8500043623	Піковий витратомір	25
------------	--------------------	----

Набір ЕСО з фільтром для дихальних функціональних проб

Оптимальний захист пацієнта, персоналу та обладнання шляхом захоплення відхаркуваної речовини, бактерій і вірусів. Подовжена частина з боку пацієнта з пластиковим прикусом зменшує витрати, усуваючи необхідність у дорогих силіконових загубниках з прикусом.



- Підходить для обладнання для дихальних функціональних проб усіх провідних виробників
- Підтверджена ефективність захисту від перехресного інфікування > 99,999%
- Малий мертвий простір фільтра 55 мл (за винятком конусів)
- Низький опір потоку < 0,04 кПа при 1 л/с
- Зменшення об'єму відходів фільтра на 54%*
- Фільтри та носові затискачі виготовлені із сировини, яка на 100% придатна для переробки

К-СТЬ

1000028582	Набір ЕСО: фільтр для дихальних функціональних проб із загубником та носовим затискачем	75
------------	---	----



КИСНЕВА ТА АЕРОЗОЛЬНА ТЕРАПІЯ

КОНТРОЛЬОВАНА ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ

КИСНЕВА МАСКА VENTIMASK	76
АЕРОЗОЛЬНІ МАСКИ З КЛАПАНОМ ВЕНТУРІ	77

НЕКОНТРОЛЬОВАНА ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ

КИСНЕВА МАСКА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ	78
НАЗАЛЬНА КАНЮЛЯ	79

МОНІТОРИНГ ETCO_2

ПОДВІЙНА МАСКА	80
ПОДВІЙНА НАЗАЛЬНА КАНЮЛЯ	81
СИСТЕМА DUALGUARD	81

ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ


НЕРЕВЕРСИВНА КИСНЕВА МАСКА	82
МАСКА ДЛЯ ТРАХЕОСТОМІЇ	82
КОНТРОЛЬОВАНА ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ Т-ПОДІБНОГО З'ЄДНУВАЧА	83

АЕРОЗОЛЬНА ТЕРАПІЯ

НЕБУЛАЙЗЕР MAXINEB	84
КОМПРЕСОРНИЙ НЕБУЛАЙЗЕР MAXINEB	85

АКСЕСУАРИ

ТРУБКИ ТА З'ЄДНУВАЧІ	86
БУЛЬБАШКОВИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ	87



КОНТРОЛЬОВАНА ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ
Точна подача кисню.

Ventimask®

Клінічно доведено, що «тільки маска Ventimask здатна забезпечити контрольовану і передбачувану концентрацію кисню в умовах зміни вентиляційних моделей, виявлених в клінічній практиці».¹ Використання маски Ventimask під час контрольованої оксигенотерапії є загальноприйнятим стандартом, оскільки це забезпечує точну дозовану подачу кисню, оптимальну клінічну ефективність та кращу переносимість пацієнтом.



Великий об'єм

Завдяки великому об'єму 280 мл маска є кисневим резервуаром і діє з максимальною точністю. Також, об'єм маски зменшує відчуття клаустрофобії та підвищує ефективність терапії.

Вентиляційні отвори для видиху

Завдяки кількості та розташуванню вентиляційних отворів покращується виведення CO₂ та не збільшується тиск всередині маски.

Горизонтальна подача газу

Горизонтальний потік газу дозволяє уникнути подразнення та сухості очей.

М'яка та гнучка

Маска щільно та комфортно прилягає до обличчя, не утворюючи пролежнів.

		МІНІМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ, л/хв	КОЛІР КЛАПАНА ВЕНТУРІ	К-СТЬ
037-10-001	Маска киснева Ventimask з клапаном Вентурі 24%	2	●	50
037-10-002	Маска киснева Ventimask з клапаном Вентурі 28%	4	○	50
037-10-010	Маска киснева Ventimask з клапаном Вентурі 31%	6	●	50
037-10-003	Маска киснева Ventimask з клапаном Вентурі 35%	8	●	50
037-10-004	Маска киснева Ventimask з клапаном Вентурі 40%	10	●	50
037-10-005	Маска киснева Ventimask з клапаном Вентурі 60%	15	●	50
037-10-006	Маска киснева Ventimask з клапаном Вентурі «in situ» 28% (для використання в домашніх умовах)	2	○	50
037-10-007	Маска киснева Ventimask без клапана Вентурі			40

Киснева маска Ventimask у наборах з клапанами Вентурі

		КОЛІР КЛАПАНА ВЕНТУРІ	К-СТЬ
037-10-008	Набір з низькою концентрацією O ₂ : маска киснева Ventimask, клапани Вентурі 24%, 28%, 31% та 35%	● ○ ● ●	50
037-10-009	Набір з високою концентрацією O ₂ : маска киснева Ventimask, клапани Вентурі 40% та 60%	● ●	50
037-10-012	Маска киснева Ventimask, 6 клапанів Вентурі 24%, 28%, 31%, 35%, 40% та 60%	● ○ ● ● ● ●	40

ВИСОКОПОТОКОВЕ ЗБАГАЧЕННЯ КИСНЕМ

Фіксована концентрація кисню.

М'яка та комфортна маска щільно прилягає до обличчя та використовується універсально для оксигенотерапії або подачі аерозольних препаратів через небулайзер.

КЛАПАН ВЕНТУРІ 24%	КЛАПАН ВЕНТУРІ 28%	КЛАПАН ВЕНТУРІ 31%	КЛАПАН ВЕНТУРІ 35%	КЛАПАН ВЕНТУРІ 40%	КЛАПАН ВЕНТУРІ 60%	РОЗМІР	+ КИСНЕВА ТРУБКА	+ РЕЗЕРВУАРНА ТРУБКА	К-СТЬ
032-10-040	032-10-041	032-10-048	032-10-042	032-10-043	032-10-044	Доросла			50
032-10-040T	032-10-041T	032-10-048T	032-10-042T	032-10-043T	032-10-044T	Доросла	✓		50
032-10-040C	032-10-041C	032-10-048C	032-10-042C	032-10-043C	032-10-044C	Доросла		✓	50
032-10-040CT	032-10-041CT	032-10-048CT	032-10-042CT	032-10-043CT	032-10-044CT	Доросла	✓	✓	50
032-10-050	032-10-051	032-10-058	032-10-052	032-10-053	032-10-054	Педіатрична			50
032-10-050T	032-10-051T	032-10-058T	032-10-052T	032-10-053T	032-10-054T	Педіатрична	✓		50
032-10-050C	032-10-051C	032-10-058C	032-10-052C	032-10-053C	032-10-054C	Педіатрична		✓	50
032-10-050CT	032-10-051CT	032-10-058CT	032-10-052CT	032-10-053CT	032-10-054CT	Педіатрична	✓	✓	50

Аерозольні маски



МАСКА АЕРОЗОЛЬНА	+ НОСОВИЙ ЗАТИСКАЧ	+ ТРУБКА	РОЗМІР	К-СТЬ
032-10-006	032-10-006NC		Доросла	50
032-10-006SM			Мала доросла	50
032-10-010		032-10-055T	Педіатрична	50


Комплекти: аерозольна
маска та клапани Вентурі

МАСКА АЕРОЗОЛЬНА	+ НОСОВИЙ ЗАТИСКАЧ	+ ТРУБКА	РОЗМІР	% КИСНЮ	КОЛІР КЛАПАНА ВЕНТУРІ	К-СТЬ
032-10-026		032-10-027	Доросла	40/60%	● ●	50
032-10-024		032-10-025	Доросла	24/28/31/35/40%	● ● ● ● ●	50
032-10-028	032-10-028NC	032-10-028T	Доросла	24/28/31/35/40/60%	● ● ● ● ● ●	50

Клапани Вентурі



КЛАПАН ВЕНТУРІ	+ РЕЗЕРВУАРНА ТРУБКА	РОЗМІР	% КИСНЮ	КОЛІР КЛАПАНА ВЕНТУРІ	К-СТЬ
034-10-026	034-10-026C	Клапан Вентурі	24%	●	50
034-10-027	034-10-027C	Клапан Вентурі	28%	○	50
034-10-032	034-10-032C	Клапан Вентурі	31%	●	50
034-10-028	034-10-028C	Клапан Вентурі	35%	●	50
034-10-029	034-10-029C	Клапан Вентурі	40%	●	50
034-10-030	034-10-030C	Клапан Вентурі	60%	●	50
034-10-031		Адаптер редукційний від 6 мм М до 22 мм F (Кисневий з'єднувач)			50



М'ЯКА ТА ПЛАСТИЧНА
Покращений комфорт пацієнта
та комплаєнтність терапії.

М'яка та пластикна маска середньої концентрації повторює контури обличчя пацієнта, а обідок з хвилястим краєм забезпечує відмінне прилягання та герметизацію, максимальний комфорт та ефективність для пацієнта.



Комфорт пацієнта

Трикотажний тримач без латексу зберігає ширину при розтягуванні та знижує тиск на шкіру пацієнта, запобігаючи виникненню пролежнів.

Інтегроване перенісся

Посилене перенісся утримує форму маски без необхідності металевого носового затискача. Це запобігає випадковому травмуванню пацієнта та робить маску повністю сумісною з МРТ. В наявності також варіант маски для дорослих з металевим носовим затискачем.

Опції тримачів

Пропонуємо варіант маски для дорослих з заушними тримачами для пацієнтів з обмеженою рухливістю голови та для хворих, які відчувають дискомфорт з тримачем за голову.

Чітка видимість кольору обличчя та життєво важливих ознак

Прозора безбарвна маска забезпечує швидку та просту оцінку загрози ціанозу.


Шарнірний з'єднувач

З'єднувач можна обертати, щоб встановити маску у найзручнішому та комфортному для пацієнта положенні, пристосовуючись до руху пацієнта та подачі кисню з будь-якого боку.

Ступінчастий кисневий вхідний отвір

Забезпечує швидке, легке та надійне з'єднання з кисневими трубками.

КИСНЕВА МАСКА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ	КИСНЕВА МАСКА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ З ТРУБКОЮ		ТИП ТРИМАЧА	К-СТЬ
032-10-001	032-10-002	Маска киснева середньої концентрації доросла	Тримач головний	50
032-10-001SM		Маска киснева середньої концентрації маленька доросла	Тримач головний	50
	032-10-002NC	Маска киснева середньої концентрації доросла з носовим затискачем	Тримач головний	50
032-10-013	032-10-014	Маска киснева середньої концентрації доросла	Тримачі заушні	50
	032-10-014NC	Маска киснева середньої концентрації доросла з носовим затискачем	Тримачі заушні	50
032-10-008	032-10-009	Маска киснева середньої концентрації педіатрична	Тримач головний	50

**М'ЯКА НА ДОТИК ТРУБКА**

Поліпшення комфорту
пацієнта та зменшення
ризиків виникнення
пролежневих виразок.

Гнучка трубка назальної канюлі від компанії Flexicare ніжно торкається вух та обличчя, мінімізуючи тертя та тиск на делікатні тканини, таким чином знижуючи можливість травмування тканин та виникнення пролежневих виразок.

**Кращий догляд та знижені витрати**

М'яка на дотик трубка мінімізує навантаження на тканини вух та обличчя, зменшуючи ризик подразнення шкіри та пов'язані з цим витрати. Використання цієї трубки усуває необхідність у незручних та об'ємних навушниках або валиках, які наповнені піною та можуть затримувати вологу, тому потенційно стають резервуаром для інфекцій.

- Поліпшений комфорт пацієнта
- Менш об'ємна, ніж навушники
- Усуває додаткові витрати на лікування
- Широкий вибір розмірів та варіантів

КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА	КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА З ТРУБКОЮ		НАЗАЛЬНІ КІНЧИКИ	К-СТЬ
032-10-020	032-10-022	Канюля назальна доросла	Стандартні	100
032-10-020FC	032-10-022FC	Канюля назальна доросла	Розширені вигнуті	100
	032-10-022/5	Канюля назальна доросла з кисневою трубкою 5 м	М'які	100
	032-10-022/10	Канюля назальна доросла з кисневою трубкою 10 м	М'які	100
032-10-102	032-10-101	Канюля назальна доросла	М'які	100
	032-10-108	Канюля назальна доросла з лінією моніторингу CO ₂ 3 м зі з'єднувачем Luer M	Стандартні	25
	032-10-109	Канюля назальна доросла з комбінованою лінією моніторингу O ₂ / CO ₂ 2,1 м зі з'єднувачем Luer M	Стандартні	25
	032-10-114	Канюля назальна доросла з підвищеними вимогами	М'які	100
032-10-104	032-10-103	Канюля назальна педіатрична	М'які	100
032-10-106	032-10-105	Канюля назальна неонатальна	М'які	100
	032-10-115	Канюля назальна для немовлят	М'які	100
	032-10-116	Канюля назальна для недоношених новонароджених	М'які	100



Dual ПОДВІЙНА
ФУНКЦІЯ

МОНІТОРИНГ ETCO₂ ТА ПОДАЧА O₂
**Точна подача кисню з
КОЖНИМ ВДИХОМ.**

Настанови 1-7 вимагають безперервного моніторингу EtCO₂ для всіх пацієнтів, які знаходяться під помірною або глибокою дією седативних препаратів, та пацієнтів, які відновлюються після анестезії чи помірної або глибокої дії седативних препаратів, а також під час серцево-легеневої реанімації (CPR) для моніторингу розташування ендотрахеальної трубки, ефективності непрямиго масажу серця та ранньої індикації відновлення самостійного кровообігу. Маска та назальна канюля з подвійною функцією забезпечують одночасну подачу додаткового кисню та моніторинг EtCO₂ під час використання капнометра бокового потоку (sidestream) або капнометра з мікроструйною технологією (Microstream™).

Dual Mask



Киснева маска з подвійною функцією Dual Mask забезпечує безперервний моніторинг видихуваного вуглекислого газу з рота та носа пацієнта під час подачі йому додаткового кисню. Попередньо встановлені лінії подачі кисню та відбору проб забезпечують швидке та просте налаштування маски.

Комфортне прилягання та надійна герметизація

М'яка та пластична маска повторює контури обличчя пацієнта, а обідок з хвилястим краєм забезпечує максимальний комфорт.

Незалежне дослідження

В незалежному порівняльному дослідженні⁸ на модульованому пацієнті було доведено, що маска Dual Mask є найбільш ефективною для відбору зразків EtCO₂.

Сумісність з технологією Microstream™

Вироби з подвійною функцією мають фільтр з роз'ємом типу luer, що сумісний з моніторами мікроструйного капнографа та мультипараметричними моніторами, які обладнані мікроструйною технологією.

Комфорт та надійність

Киснева трубка та лінія моніторингу приєднані до шарнірного з'єднувача та злегка зчеплені разом, однак вони можуть бути розділені для з'єднання з витратоміром чи капнометром, що мінімізує скупчення пристроїв біля пацієнта.



З'ЄДНУВАЧ LUER M	З'ЄДНУВАЧ LUER F	З'ЄДНУВАЧ LUER M + ФІЛЬТР	З'ЄДНУВАЧ LUER F + ФІЛЬТР	З'ЄДНУВАЧ LUER MICROSTREAM + ФІЛЬТР		ТРУБКА	К-СТЬ
032-10-131	032-10-130	032-10-133	032-10-132	032-10-190	Маска Dual Mask доросла	2 м	50
		032-10-133A	032-10-132A	032-10-191	Маска Dual Mask доросла	3 м	50
032-10-135	032-10-134	032-10-137	032-10-136		Маска Dual Mask доросла з носовим затискачем	2 м	50
032-10-139	032-10-138	032-10-141	032-10-140	032-10-192	Маска Dual Mask середня	2 м	50
032-12-143	032-12-142	032-12-145	032-12-144	032-12-190	Маска Dual Mask педіатрична	2 м	50
				032-12-191	Маска Dual Mask педіатрична	3 м	50

¹ European Section and Board of Anaesthesiology UEMS. EBA Recommendation for the use of Capnography. 2011

² Royal College of Anaesthetists (RCoA). Guidelines for the Provision of Anaesthetic Services. 2013

³ AAGBI Safety Statement May. 2011

⁴ AAGBI Safety Guidelines. Immediate Post-anaesthesia Recovery. 2013

⁵ American Society of Anesthesiologists (ASA). Standards for Basic Anesthetic Monitoring. 2011

⁶ European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. 2010

⁷ Resuscitation Council UK. Guidelines for Resuscitation. 2015

⁸ Wales Anaesthesia Innovation. Cardiff University. 2011

Dual Cannula



Кисень подається в обидві ніздрі через нижні порти, а через верхні кінчики канюлі з обох ніздрів відбирається зразок EtCO₂ для моніторингу CO₂ за допомогою капнометрії бокового потоку чи технології Microstream™. Під час видиху потік кисню відхиляється, це забезпечує точну та надійну капнограму.

Сумісність з технологією Microstream™

Вироби з подвійною функцією мають фільтр з роз'ємом типу luer, що сумісний з моніторами мікроструйного капнографа та мультипараметричними моніторами, які обладнані мікроструйною технологією.


Комфорт пацієнта

М'яка на дотик трубка зменшує тертя та підвищує відчуття комфорту за вухами та на обличчі.

З'ЄДНУВАЧ LUER M	З'ЄДНУВАЧ LUER F	З'ЄДНУВАЧ LUER M + ФІЛЬТР	З'ЄДНУВАЧ LUER F + ФІЛЬТР	З'ЄДНУВАЧ LUER MICROSTREAM + ФІЛЬТР		ТРУБКА	К-СТЬ
032-10-125	032-10-126	032-10-125A	032-10-126A	032-10-182	Канюля назальна подвійна доросла	2,1 м	25
032-10-127	032-10-128	032-10-127A	032-10-128A	032-10-183	Канюля назальна подвійна доросла	3,0 м	25
032-12-125	032-12-126	032-12-125A	032-12-126A	032-12-182	Канюля назальна подвійна педіатрична	2,1 м	25
				032-12-183	Канюля назальна подвійна педіатрична	3,0 м	25
032-13-125	032-13-126	032-13-125A		032-13-182	Канюля назальна подвійна неонатальна	2,1 м	25
				032-10-180	Канюля орально-назальна подвійна доросла	2,1 м	25
032-10-195	032-10-193	032-10-196	032-10-194	032-10-181	Канюля орально-назальна подвійна доросла	3,0 м	25

DualGuard

Система з подвійною функцією DualGuard об'єднує блок прикусу і знімну подвійну назальну канюлю, через яку подається O₂ та відбираються зразки CO₂. Система DualGuard використовується під час процедури ендоскопії та в період відновлення пацієнта.




- Покращує безпеку пацієнта та відповідає чинним настановам щодо пацієнтів при свідомості, які знаходяться під дією седативних препаратів.^{1,3,5}
- Блок прикусу комфортно та надійно розташовується в ротовій порожнині, забезпечуючи захист зубів пацієнта та обладнання під час ендоскопічних процедур.
- Одночасна подача O₂ та відбір зразків CO₂ для пацієнтів, які проходять гастроінтестинальну ендоскопію верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, у положенні на боку або на спині.

З'ЄДНУВАЧ LUER M	З'ЄДНУВАЧ LUER F	З'ЄДНУВАЧ LUER M + ФІЛЬТР	З'ЄДНУВАЧ LUER F + ФІЛЬТР	З'ЄДНУВАЧ LUER MICROSTREAM + ФІЛЬТР		К-СТЬ
032-10-855	032-10-850	032-10-865	032-10-860	032-10-870	Система DualGuard доросла, лінія моніторингу 3 м	25

Блок прикусу EasyGuard

Блок прикусу з регульованим головним тримачем надає пацієнту відмінний комфорт, одночасно забезпечуючи доступність та захист зубів і обладнання під час ендоскопічних процедур.



К-СТЬ

032-10-800	Блок прикусу EasyGuard	50
------------	------------------------	----

Дискові фільтри

Гідрофобні дискові фільтри захищають капнометр від вологи під час видиху пацієнта.



К-СТЬ

010-740	Фільтр дисковий зі з'єднувачем Luer Lock (F/ M)	25
010-741	Фільтр дисковий зі з'єднувачем Luer Slip (F/ Luer Slip)	25
010-742	Фільтр дисковий зі з'єднувачем Luer Lock (F/ M)	25



Нереверсивна киснева маска

Нереверсивна киснева маска забезпечує подачу кисню у високій концентрації пацієнтам із самостійним диханням, навіть при його нерегулярному характері та об'ємі.

Знижений ризик травмування пацієнта

Еластичні завушні тримачі, якими обладнані маски для дорослих, знижують ризик подальшого травмування пацієнта, оскільки для того, щоб одягнути маску на травмованого пацієнта, немає потреби в зміні положення його голови.

Легкість і швидкість одягнення маски

Маску можна одягнути на пацієнта швидко та легко, обертаючи відповідним чином шарнірний з'єднувач.

Надійна подача кисню

Трубка із зіркоподібним просвітом забезпечує постійну подачу кисню навіть при заломленні трубки.

Знижений ризик оклюзії дихального мішка

Зубці на шарнірному з'єднувачі забезпечують безперебійну подачу кисню з дихального мішка до пацієнта.

МАСКА	+ ТРУБКА 2,1 М		ТИП ТРИМАЧА	К-СТЬ
032-10-071	032-10-070	Маска киснева нереверсивна доросла	Завушні тримачі	50
032-10-073	032-10-072	Маска киснева нереверсивна доросла	Головний тримач	50
	032-10-072NC	Маска киснева нереверсивна доросла з носовим затискачем	Головний тримач	50
	032-10-072SM	Маска киснева нереверсивна маленька доросла	Головний тримач	50
	032-10-076	Маска киснева нереверсивна доросла з портом безпеки	Завушні тримачі	50
	032-10-078	Маска киснева нереверсивна доросла з портом безпеки	Головний тримач	50
	032-10-078NC	Маска киснева нереверсивна доросла з портом безпеки та носовим затискачем	Головний тримач	50
032-10-081	032-10-080	Маска киснева нереверсивна педіатрична	Головний тримач	50
	032-10-084	Маска киснева нереверсивна педіатрична з портом безпеки	Головний тримач	50

Маска для трахеостомії

Маска для трахеостомії забезпечує максимальний комфорт для пацієнта, оскільки вона контурована для ефективної герметизації та обладнана шарнірним з'єднувачем, який обертається на 360°. 22-міліметровий з'єднувач під'єднується до гофрованої трубки і може подавати зволожений кисень, коли використовується з клапаном Вентурі та адаптером вологості (5506).



К-СТЬ

032-10-091	Маска для трахеостомії доросла	50
032-10-092	Маска для трахеостомії педіатрична	50

Т-подібний з'єднувач Гілстона

Т-подібний з'єднувач Гілстона забезпечує подачу кисню пацієнтам з трахеостомічною трубкою. Ковзунок надає легкий доступ для аспіраційного катетера, а клапан Вентурі можна встановити на один кінець трубки для подачі кисню у необхідній концентрації або приєднати адаптер вологості для зволоження.



К-СТЬ

5060	З'єднувач Гілстона Т-подібний дорослий	5
5061	З'єднувач Гілстона Т-подібний педіатричний	5



КОНТРОЛЬОВАНА ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ (FCOT)

Комплексне рішення для післяопераційного періоду.

Контрольована оксигенотерапія забезпечує комплексне вирішення проблеми подачі 40% кисню у післяопераційному лікуванні дорослих та дітей з ларингеальною маскою протягом періоду відновлення до переведення в палату.

Візуальне підтвердження самостійного дихання

Формування конденсату всередині Т-подібного з'єднувача та цикл надування/здування індикаторного мішка чітко демонструють характер дихання пацієнта.

Усунення повторного вдиху та розбавлення кисню

Високий потік повітря, яке збагачене киснем, нагнітається в індикаторний мішок та скидає видихувані гази через вентиляційні отвори, що усуває ризик повторного вдиху. Під час вдиху індикаторний мішок діє як резервуар, що запобігає будь-якому розбавленню вдихуваного газу навколишнім повітрям.

Економічна доцільність

Повний комплект, що складається з клапана Вентурі 40%, Т-подібного з'єднувача з індикаторним мішком, аерозольної маски та кисневої трубки із зіркоподібним просвітом, надає зручне та економічно доцільне рішення.

Період відновлення до переведення в палату

Після видалення ларингеальної маски просто замініть Т-подібний з'єднувач на аерозольну маску, яка входить у комплект, щоб продовжити фіксовану оксигенотерапію під час транспортування пацієнта до палати.

К-СТЬ

032-10-640	З'єднувач Т-подібний для контрольованої оксигенотерапії з індикаторним мішком	50
032-10-740	З'єднувач Т-подібний для контрольованої оксигенотерапії з індикаторним мішком, маска аерозольна, трубка киснева 2,1 м	50
032-10-740A	З'єднувач Т-подібний для контрольованої оксигенотерапії з індикаторним мішком, маска аерозольна, трубка киснева 3 м	50
032-10-741	З'єднувач Т-подібний для контрольованої оксигенотерапії з індикаторним мішком, маска аерозольна педіатрична, трубка киснева 2,1 м	50



Післяопераційна киснева терапія за допомогою Т-подібного з'єднувача

Т-подібний з'єднувач під'єднується до ларингеальної маски для подачі 40% кисню пацієнтам, які відновлюються після анестезії.

К-СТЬ

032-10-540	З'єднувач Т-подібний кисневий 40% з гофрованою трубкою	50
032-10-541	З'єднувач Т-подібний кисневий з клапанами Вентурі 24%, 28%, 31%, 35%, 40% та 60%	50

ВИСОКОПРОДУКТИВНЕ РОЗПИЛЮВАННЯ

Швидка подача
лікарських препаратів.



MaxiNeb®

Небулайзер MaxiNeb – це небулайзер з малим мертвим об'ємом, коротким часом розпилювання, оптимальним мас-медіанним аеродинамічним діаметром (MMAD) і високим відсотком аерозольної маси в респіраторному діапазоні.



Небулайзер MaxiNeb

MaxiNeb – це високопродуктивний небулайзер, який швидко та ефективно подає лікарські препарати.



Небулайзер MaxiNeb 90

Цей небулайзер має всі переваги MaxiNeb, а крім того, здатен працювати під кутом до 90°. Завдяки цьому MaxiNeb 90 є ідеальним для пацієнтів, які лежать на спині.

Вибір пацієнта

Небулайзер приєднується до аерозольної маски, загубника або Т-подібного з'єднувача, що надає користувачу широкий вибір систем подачі ліків.

Непроливна кришка

Легкий поворот кришки на ¼ створює надійне непроливне герметичне ущільнення, а три широко поставлені ніжки забезпечують стійку вертикальну позицію небулайзера навіть на нерівній поверхні.

Прозорий корпус

Градуйована шкала дозволяє контролювати розбавлення лікарських засобів та процес їхнього розпилювання до завершення.

НЕБУЛАЙЗЕР MAXINEB	НЕБУЛАЙЗЕР MAXINEB 90		К-СТЬ
032-10-003	032-10-015	Небулайзер	50
032-10-004		Небулайзер з Т-подібним з'єднувачем та загубником	50
032-10-005	032-10-019	Небулайзер, з'єднувач Т-подібний, загубник, трубка 2,1 м	50
032-10-005C		Небулайзер, з'єднувач Т-подібний, загубник, гофрована трубка, трубка 2,1 м	50
032-10-007	032-10-016	Небулайзер, маска аерозольна доросла, трубка 2,1 м	50
032-10-007NC	032-10-016NC	Небулайзер, маска аерозольна доросла, затискач носовий, трубка 2,1 м	50
032-10-011	032-10-017	Небулайзер, маска аерозольна педіатрична, трубка 2,1 м	50
	032-10-121	Небулайзер з клапаном послідовним, трубка 2,1 м	10
032-10-018		Небулайзер, маска для немовлят, трубка 2,1 м	10
			К-СТЬ
032-10-064		Загубник М 22 мм	100
010-636		З'єднувач Т-подібний F/M/M 22 мм	100
032-10-065		Загубник М 22 мм, з'єднувач Т-подібний	100
032-10-120		Клапан послідовний для використання з небулайзером MaxiNeb	10



MaxiNeb®

Компресорний небулайзер MaxiNeb – це проста та зручна система розпилювання ліків для використання як в умовах стаціонару, так і вдома.

Безшумна робота

Конструкція небулайзера забезпечує низький рівень шуму та заспокійливо діє на пацієнта.

Безперебійний надійний вимикач

Клавішний вимикач дозволяє пацієнтам зі зниженою координацією рухів легко керувати компресором.

Компактний та портативний

Небулайзер потребує мінімального місця для зберігання, а мала вага та інтегрована ручка полегшують його переноску.

Легкозамінний повітряний фільтр

Можливо контролювати стан фільтра, не виймаючи його, а касету з фільтром можна за потреби легко замінити.



К-СТЬ

60122GB	Небулайзер компресорний MaxiNeb, британська вилка	1
60122EU	Небулайзер компресорний MaxiNeb, європейська вилка	1
60122IN	Небулайзер компресорний MaxiNeb, індійська вилка	1
60122CH	Небулайзер компресорний MaxiNeb, китайська вилка	1




Трубки із зіркоподібним просвітом

К-СТЬ		
032-10-060	Трубка киснева із зіркоподібним просвітом 2,1 м зі з'єднувачами	100
032-10-063	Трубка киснева із зіркоподібним просвітом 2,1 м з одним вузьким та одним універсальним з'єднувачем	100
032-10-059	Трубка киснева із зіркоподібним просвітом 100 м	1



Кисневі трубки з потовщеннями

К-СТЬ		
032-10-069	Трубка киснева з потовщеннями 1,8 м	100
032-10-067	Трубка киснева з потовщеннями 3 мм у дозувальному боксі, 30 м	1
032-10-068	Трубка киснева з потовщеннями 3 мм у дозувальному боксі, 100 м	1



Гофровані трубки

К-СТЬ		
038-01-226	Трубка гофрована 22 мм з лініями відрізу кожні 45 см у дозувальному боксі, 50 м	1
038-01-228	Трубка гофрована 22 мм з лініями відрізу кожні 15 см у дозувальному боксі, 50 м	1
038-01-230	Трубка гофрована 22 мм з двома з'єднувачами 22 мм F, 2 м	50



Вологозбірники

К-СТЬ		
010-650	Вологозбірник самогерметизуючий 22 мм	10
020-650	Вологозбірник самогерметизуючий 15 мм	10
030-650	Вологозбірник самогерметизуючий 10 мм	10



Адаптер вологості

Приєднання адаптера вологості до клапана Вентурі та підключення до небулайзера великого об'єму чи зволожувача забезпечує додаткове зволоження.

К-СТЬ		
5506	Адаптер вологості 22 мм	1



З'єднувачі для кисневих трубок

К-СТЬ		
032-10-117	З'єднувач Т-подібний для кисневої трубки	25
032-10-118	З'єднувач правокутовий для кисневої трубки	25
032-10-119	З'єднувач прямий для кисневої трубки	25
032-10-110	З'єднувач шарнірний для кисневої трубки	25
032-10-111	З'єднувач шарнірний для кисневої трубки, із затискачем	25

Бульбашковий зволожувач

Рекомендується при подачі кисню зі швидкістю більше, ніж 4 л/хв за допомогою назальної канюлі.

Покращене зволоження

Тонкодисперсний розпилювач створює дуже маленькі газові бульбашки, завдяки чому значно збільшується площа розпилювання та рівень зволоження кисню. Водночас, низький рівень шуму дозволяє пацієнту комфортно відпочивати.

Захисний клапан скидання тиску

Клапан скидання тиску автоматично відкривається при 6psi чи 4psi, якщо вихідна лінія заблокована.

Врізний роз'єм з гвинтовою кришкою

Кришка захищає з'єднувач від випадкового пошкодження чи поломки.

Ніпельний розпилювач з полівінілхлориду (ПВХ)

Розпилювач з полівінілхлориду (ПВХ) збільшує термін роботи зволожувача у домашніх умовах та знижує ризик обтурації отворів.



К-СТЬ		
032-10-090	Зволожувач бульбашковий з розпилювачем з ПВХ 200 мл, 6psi (для використання в домашніх умовах)	20
032-10-089	Зволожувач бульбашковий з тонкодисперсним розпилювачем 400 мл, 4psi (для використання в умовах стаціонару)	20

A paramedic in green scrubs and an orange safety vest is carrying a blue and white medical device in a black bag. The paramedic is wearing a green short-sleeved shirt with "AMBULANCE" written on the pocket. The device is a portable medical monitor or ventilator. The background is a clinical setting with white walls and medical equipment.

РЕАНІМАЦІЯ

Готовність до
надзвичайних
ситуацій.



РЕАНІМАЦІЯ

РЕАНІМАЦІЙНІ МІШКИ ДЛЯ РУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ


РЕАНІМАЦІЙНІ МІШКИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ	90
РЕАНІМАЦІЙНІ МІШКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ	92
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ	92

РЕАНІМАЦІЯ НЕМОВЛЯТ

ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР З Т-ПОДІБНИМ З'ЄДНУВАЧЕМ ДЛЯ РЕАНІМАЦІЇ НЕМОВЛЯТ	94
КОМПЛЕКТИ ДИХАЛЬНИХ КОНТУРІВ З Т-ПОДІБНИМ З'ЄДНУВАЧЕМ ДЛЯ РЕАНІМАЦІЇ НЕМОВЛЯТ	95
ЛИЦЕВІ МАСКИ ДЛЯ РЕАНІМАЦІЇ НЕМОВЛЯТ	95
АДАПТЕР ДЛЯ КАТЕТЕРА	95

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА

КИШЕНЬКОВА МАСКА ДЛЯ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ	96
---	----

РЕАНІМАЦІЙНІ МІШКИ
ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯШвидка та ефективна
вентиляція.

Ергономічні реанімаційні мішки для ручної вентиляції одноразового використання, з високим рівнем подачі кисню та попередньо встановленими компонентами, знаходяться в упаковці, яку можна швидко відкрити та забезпечити ефективну допомогу навіть у найскладніших ситуаціях.

Захоплення та контроль

Текстурована поверхня та додатковий ремінь забезпечують захоплення та контроль мішка з обох сторін, навіть у рукавичках та у вологих умовах.

Додатковий ремінь

Ремінь на реанімаційному мішку для дорослих полегшує використання мішка однією рукою та звільняє іншу руку, щоб тримати маску чи інші дихальні пристрої. Також можливе стискання обома руками, якщо потрібно.

Негайна та безперебійна вентиляція

Упаковка, яка швидко відкривається, та попередньо встановлена маска зводять до мінімуму час налаштування. Немає потреби від'єднувати реанімаційний мішок від пацієнта в разі приєднання додаткових пристроїв, таких як регульований клапан РЕЕР або манометр.

Прозора клапанна збірка

Необмежена візуалізація правильного функціонування клапана та менший розмір дозволяють реаніматору перевіряти розташування маски або дихальних пристроїв та спостерігати за пацієнтом.

Стійка до заломлення киснева трубка

Киснева трубка із зіркоподібним просвітом підтримує потік газу, навіть при заломленні або передавлюванні. Трубка стаціонарно приєднана, щоб уникнути випадкового від'єднання.

Мала вага конструкції

Клапани низького опору та мішок без ПВХ зі швидкою віддачею зменшують втому реаніматора, навіть при тривалій вентиляції.

**Кольорова індикація клапана
скидання тиску**

Клапан скидання тиску розташований у центрі та ним можна управляти будь-якою рукою, а налаштування добре видно з обох боків і зверху.

Упаковка з контролем відкривання

Реанімаційний мішок герметично запакований у прозорій сумці для зручного зберігання. Відривна смужка забезпечує вміст упаковки незабрудненим. Упаковка щільно закривається після використання для безпечного транспортування та утилізації забруднених предметів.

**З'єднувач з подвійним шарніром
з боку пацієнта**

Клапанна збірка обертається на 360° у двох вісях, що забезпечує ефективну герметизацію маски та розташування мішка, незалежно від кута підходу до пацієнта.

Текстурований кисневий резервуар

Текстурована внутрішня поверхня не злипається, що забезпечує повне надування та правильне функціонування кисневого резервуара.



Повний асортимент для всіх пацієнтів.



Порт моніторингу CO₂

Розташування близько до дихальних шляхів пацієнта гарантує точність та надійність капнограми. Самогерметизуючий порт без заглушки виключає ризик витоку газу, коли не використовується.



Порт MDI

Кутовий порт MDI спрямовує ліки до дихальних шляхів пацієнта, максимізуючи ефективність та зменшуючи відходи.



Додатковий манометр

Наявний в упаковці або окремо, манометр одноразового використання дозволяє зчитування поданих тисків для кожного дихального циклу.



Додатковий регульований клапан РЕЕР

Клапан РЕЕР, який можна регулювати від 5 до 20 см H₂O, встановлюється на місце заглушки дефлектора без необхідності видаляти маску або переривати вентиляцію.

		+ КЛАПАН скидання тиску	+ ПОРТИ ET/CO ₂ , MDI ТА МАНОМЕТРА	+ АКСЕСУАРИ	РОЗМІР МАСКИ	К-СТЬ
038-71-940	Мішок реанімаційний з ремінем одноразового використання дорослий	60 см H ₂ O	✓		5	5
038-71-941	Мішок реанімаційний з ремінем одноразового використання дорослий	60 см H ₂ O	✓	Манометр	5	5
038-71-942	Мішок реанімаційний з ремінем одноразового використання дорослий	60 см H ₂ O	✓	Клапан РЕЕР	5	5
038-71-943	Мішок реанімаційний з ремінем одноразового використання дорослий				5	5
038-71-944	Мішок реанімаційний без реміня одноразового використання дорослий				5	5
038-71-945	Мішок реанімаційний з ремінем одноразового використання дорослий	40 см H ₂ O	✓		5	5
038-72-940	Мішок реанімаційний одноразового використання педіатричний	40 см H ₂ O	✓		2 + 1	5
038-72-941	Мішок реанімаційний одноразового використання педіатричний	40 см H ₂ O	✓	Манометр	2 + 1	5
038-72-942	Мішок реанімаційний одноразового використання педіатричний	40 см H ₂ O	✓	Клапан РЕЕР	2 + 1	5
038-72-946	Мішок реанімаційний одноразового використання педіатричний	40 см H ₂ O	✓		3	5
038-73-940	Мішок реанімаційний одноразового використання для немовлят	40 см H ₂ O	✓		1 + 0	5
038-73-941	Мішок реанімаційний одноразового використання для немовлят	40 см H ₂ O	✓	Манометр	1 + 0	5
038-73-942	Мішок реанімаційний одноразового використання для немовлят	40 см H ₂ O	✓	Клапан РЕЕР	1 + 0	5
038-71-966	Манометр реанімаційний одноразового використання					5



РЕАНІМАЦІЙНІ МІШКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Ефективна реанімація.


Реанімаційний мішок багаторазового використання виготовлений з високоякісних матеріалів, які підлягають автоклавуванню до 50 циклів. Широкий вибір, конструкція та робочі характеристики ідентичні реанімаційним мішкам одноразового використання:

- Високий рівень подачі кисню
- Додатковий ремінь для руки на дорослих реанімаційних мішках забезпечує повний контроль
- Текстурована поверхня для надійного захоплення
- Мала вага мішка та швидка віддача зменшують втому рук реаніматора
- Скидання тиску при 60 см H₂O для дорослих (додатково) та 40 см H₂O для дітей та немовлят
- Кутовий порт MDI
- Додатковий манометр та регульований клапан РЕЕР



З'єднувач для капнографа CapnoCare™

Настанови ERC 2015 щодо реанімації та інші настанови рекомендують використання капнографії під час серцево-легеневої реанімації в стаціонарі або до прибуття в лікарню. Моніторинг стає можливим завдяки розміщенню з'єднувача для капнографа CapnoCare між реанімаційним мішком та засобом для забезпечення прохідності дихальних шляхів.



К-СТЪ

010-750	З'єднувач для капнографа CapnoCare, лінія 3 м, фільтр зі з'єднувачем Luer M	10
010-755	З'єднувач для капнографа CapnoCare, лінія 3 м, фільтр зі з'єднувачем Luer F	10
010-762	З'єднувач для капнографа CapnoCare, лінія 3 м, фільтр Microstream зі з'єднувачем Luer	10



Порт MDI

Розташований під кутом порт MDI спрямовує ліки до дихальних шляхів пацієнта, максимізуючи ефективність та зменшуючи відходи.



Додатковий манометр

Приєднання манометра одноразового використання дозволяє зчитування поданих тисків для кожного дихального циклу.




Додатковий регульований клапан РЕЕР

Клапан РЕЕР, який можна регулювати від 5 до 20 см H₂O, встановлюється на місце заглушки дефлектора без необхідності видаляти маску або переривати вентиляцію.

		+ КЛАПАН скидання ТИСКУ	+ ПОРТИ ET/CO ₂ , MDI ТА МАНОМЕТРА	+ АКСЕСУАРИ	РОЗМІР МАСКИ	К-СТЬ
038-71-950	Мішок реанімаційний багаторазового використання дорослий	60 см H ₂ O	✓		5	5
038-71-951	Мішок реанімаційний багаторазового використання дорослий	60 см H ₂ O	✓	Манометр	5	5
038-71-952	Мішок реанімаційний багаторазового використання дорослий	60 см H ₂ O	✓	Клапан РЕЕР	5	5
038-71-953	Мішок реанімаційний багаторазового використання дорослий				5	5
038-71-970	Мішок реанімаційний багаторазового використання дорослий	60 см H ₂ O	✓	Футляр для зберігання/перенесення	5	1
038-72-950	Мішок реанімаційний багаторазового використання педіатричний	40 см H ₂ O	✓		3	5
038-72-951	Мішок реанімаційний багаторазового використання педіатричний	40 см H ₂ O	✓	Манометр	3	5
038-72-952	Мішок реанімаційний багаторазового використання педіатричний	40 см H ₂ O	✓	Клапан РЕЕР	3	5
038-72-956	Мішок реанімаційний багаторазового використання педіатричний	40 см H ₂ O	✓		2	5
038-72-970	Мішок реанімаційний багаторазового використання педіатричний	40 см H ₂ O	✓	Футляр для зберігання/перенесення	3 + 2	1
038-73-950	Мішок реанімаційний багаторазового використання для немовлят	40 см H ₂ O	✓		1 + 0	5
038-73-951	Мішок реанімаційний багаторазового використання для немовлят	40 см H ₂ O	✓	Манометр	1 + 0	5
038-73-952	Мішок реанімаційний багаторазового використання для немовлят	40 см H ₂ O	✓	Клапан РЕЕР	1 + 0	5
038-73-970	Мішок реанімаційний багаторазового використання для немовлят	40 см H ₂ O	✓	Футляр для зберігання/перенесення	1 + 0	1

Запасні частини

		ТИП	К-СТЬ
038-71-960	Збірка запасна для реанімаційного мішка, з боку пацієнта, без клапана скидання тиску	Багаторазового використання	5
038-71-961	Збірка запасна для реанімаційного мішка, з боку пацієнта, з клапаном скидання тиску 60смH ₂ O	Багаторазового використання	5
038-71-962	Збірка запасна для реанімаційного мішка, з боку пацієнта, з клапаном скидання тиску 40смH ₂ O	Багаторазового використання	5
038-71-965	Збірка з клапаном для реанімаційного мішка, з боку кисневого резервуара	Багаторазового використання	5
038-71-964	Клапан РЕЕР регульований від 5 до 20 см H ₂ O	Багаторазового використання	5
038-71-967	Клапани запасні для реанімаційного мішка, комплект заглушок та О-кільце для порту	Багаторазового використання	5
038-71-968	Реанімаційний мішок для вентиляції, запасний дорослий з ремнем	Багаторазового використання	5
038-72-968	Реанімаційний мішок для вентиляції, запасний педіатричний	Багаторазового використання	5
038-73-968	Реанімаційний мішок для вентиляції, запасний для немовлят	Багаторазового використання	5
038-71-857	Резервуар кисневий для реанімаційного мішка дорослий/ педіатричний, трубка киснева 3 м	Одноразового використання	10
038-73-857	Резервуар кисневий для реанімаційного мішка для немовлят, трубка киснева 3 м	Одноразового використання	10
038-71-966	Манометр реанімаційний	Одноразового використання	5



АПАРАТ ДЛЯ РЕАНІМАЦІЇ НЕМОВЛЯТ Точне управління ТИСКОМ.

NEOPIP™

Легкий та довговічний апарат для реанімації немовлят NeoPIP™ забезпечує точну контрольовану реанімацію та вентиляцію новонароджених та немовлят вагою до 10 кг.

Точний тиск

Регульований клапан скидання надлишкового тиску (випускний) та ручки керування пікового тиску на вдиху (PIP) швидко та безпечно налаштовують потрібні рівні тиску.

Великий манометр

Велика шкала, яку легко читати, сприяє легкому налаштуванню та чітко демонструє поданий тиск під час використання.

Універсальне з'єднання

Стандартний 15-міліметровий з'єднувач F забезпечує з'єднання зі стандартними дихальними контурами з T-подібним з'єднувачем для реанімації немовлят без необхідності адаптера.

Точна подача кисню

Апарат для реанімації немовлят NeoPIP, при використанні зі змішувачем кисню та витратоміром, забезпечує точність концентрації кисню між 21% та 100%, навіть при такій низькій швидкості потоку, як 4 л/хв.

Надійне з'єднання

Ударостійкий металевий вхідний отвір газу надійно з'єднується зі стандартною кисневою трубкою.

Довговічний та надійний

Високоякісний протиударний алюмінієвий корпус захищає від випадкового пошкодження.



Кольорова індикація

Кольорова шкала чітко вказує на безпечні рівні тиску під час налаштування та використання.



Регульовані елементи керування

Регульований клапан скидання надлишкового тиску (випускний) та ручки керування пікового тиску на вдиху (PIP) швидко та безпечно налаштовують потрібні рівні тиску.



Універсальний монтажний кронштейн

Апарат NeoPIP можна монтувати на вертикальних або горизонтальних вакуумних кронштейнах, штативах для внутрішньовенних інфузій, системах по стандарту DIN або системах кріплення типу «Dovetail».

К-СТЬ

NF-100	Апарат для реанімації немовлят NeoPIP	1
NF-101	Кронштейн монтажний універсальний для NeoPIP	1

Дихальні контури для реанімації одноразового використання з Т-подібним з'єднувачем призначені для ручної вентиляції та реанімації новонароджених та немовлят.

Придатні для використання в родильних відділеннях, родильних палатах, відділеннях реанімації новонароджених, відділеннях інтенсивної терапії новонароджених та при транспортуванні немовлят. Універсальний з'єднувач легко приєднується до всіх розповсюджених реанімаційних апаратів без необхідності адаптера.

Точний клапан РЕЕР

Клапан РЕЕР легко регулюється та обертається для точного встановлення тиску і зберігає налаштування навіть при тривалому використанні.

Точна та надійна подача кисню

Трубка низької піддатливості з дрібними гофрами забезпечує мінімальний опір потоку та точну подачу тиску.

Сумісність

Т-подібний з'єднувач безпосередньо з'єднується з маскою, ендотрахеальною трубкою або ларингеальною маскою, на ваш вибір.

Кольоровий ергономічний Т-подібний з'єднувач

Т-подібний з'єднувач синього кольору робить контур легко видимим з боку дитячого ліжка, а ергономічна форма покращує комфорт і зменшує втому руки при тривалому використанні.

Контрольована подача кисню

Розмістивши палець/ великий палець над портом керування вдихом та видихом, можна забезпечити подачу кисню від 21% до 100%, або вільний потік кисню.

Гнучкий дихальний контур

Легка, гнучка та стійка до заломлення трубка підтримує потік кисню навіть при скручуванні на 180°.

Дихальні контури з Т-подібним з'єднувачем для реанімації немовлят

К-СТЬ

NF-150	Контур дихальний з Т-подібним з'єднувачем та регульованим клапаном РЕЕР для реанімації немовлят	20
038-02-221/1	Контур дихальний реанімаційний NeoCaire 1,5 м з Т-подібним з'єднувачем, без регульованого клапана РЕЕР	20

Реанімаційні комплекти з дихальними контурами

К-СТЬ

NF-155	Комплект реанімаційний NeoForce. Контур дихальний 1,8 м з Т-подібним з'єднувачем, лінія кисню 2,1 м, маски круглі, розмір 0,1	10
NF-156	Комплект реанімаційний NeoForce. Контур дихальний 1,8 м з Т-подібним з'єднувачем, лінія кисню 2,1 м, маски анатомічні, розмір 0,1	10
NF-157	Комплект реанімаційний NeoForce. Контур дихальний 1,8 м з Т-подібним з'єднувачем, маска анатомічна, розмір 1	10
NF-157-0	Комплект реанімаційний NeoForce. Контур дихальний 1,8 м з Т-подібним з'єднувачем, маска анатомічна, розмір 0	10
NF-157-1	Комплект реанімаційний NeoForce. Контур дихальний 1,8 м з Т-подібним з'єднувачем, лінія кисню 2,1 м, маска анатомічна, розмір 1	10
NF-158-0	Комплект реанімаційний NeoForce. Контур дихальний 1,8 м з Т-подібним з'єднувачем, лінія кисню 2,1 м, маска кругла, розмір 0	10
NF-158-1	Комплект реанімаційний NeoForce. Контур дихальний 1,8 м з Т-подібним з'єднувачем, лінія кисню 2,1 м, маска кругла, розмір 1	10



Лицеві маски для реанімації немовлят

Маски для реанімації є повністю одноразовими, що зменшує ризик перехресного інфікування та знижує пов'язані витрати на переробку. Вони виконані з м'якого прозорого матеріалу для кращої візуалізації пацієнта та надійної герметизації при низькому тиску.

Лицеві маски для реанімації немовлят

МАСКА

РОЗМІР МАСКИ

К-СТЬ

NF-160-10	Маска лицева	Кругла	0	10
NF-161-10	Маска лицева	Кругла	1	10
NF-170-10	Маска лицева	Анатомічна	0	10
NF-171-10	Маска лицева	Анатомічна	1	10



Довговічний футляр

Маска надійно зберігається у футлярі, який за необхідності легко та швидко відкривається.

Нереверсивний клапан

Односторонній клапан запобігає забрудненню реаніматора рвотними масами та іншими видами рідини організму, водночас випускаючи видихувані гази.

Сумісність з реанімаційним мішком

Стандартний з'єднувач для приєднання реанімаційного мішка, якщо це потрібно.

Універсальність

Один розмір для дорослих, дітей та немовлят.

Кисневий порт із заглушкою

Порт для подачі додаткового кисню усуває потребу в заміні маски під час транспортування.

Попередньо заповнена манжета

М'яка манжета маски заздалегідь заповнена для негайного використання та має клапан для регулювання герметичності, якщо це необхідно.

Вбудований фільтр

Захищає пацієнта та реаніматора від перехресного інфікування.

К-СТЪ



АСПІРАЦІЯ

АСПІРАЦІЯ

КАТЕТЕРИ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ	98
ТРУБКИ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ	98
СТЕРИЛЬНІ АСПІРАЦІЙНІ НАКОНЕЧНИКИ ТИПУ YANKAUER	99

Стерильні катетери для аспірації

Асортимент стерильних катетерів для аспірації включає стандартні катетери та катетери з контролем вакууму. Всі катетери підходять для проведення оральної, трахеальної чи ендобронхіальної аспірації.



Гладка та прозора головна трубка

Гладка поверхня для полегшення введення катетера в усі види ендотрахеальних трубок та трубок для трахеостомії.

М'який кінчик

Заокруглений м'який кінчик та гладкі краї отворів знижують ризик травмування пацієнта.

Контроль вакууму

Порт дозволяє проводити контрольовану вакуумну аспірацію за допомогою пальців.

Отвори з обох боків

Отвори розташовані таким чином, що попереджають обтурацію.

			ДОВЖИНА	ШКАЛА ШАРЬЄРА (Fr)	ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, мм	КОЛІР	К-СТЬ
050-10-06	050-20-06	Катетер для аспірації стерильний	500 мм	6	2,00	●	100
050-10-08	050-20-08	Катетер для аспірації стерильний	500 мм	8	2,66	●	100
050-10-10	050-20-10	Катетер для аспірації стерильний	500 мм	10	3,33	●	100
050-10-12	050-20-12	Катетер для аспірації стерильний	500 мм	12	4,00	○	100
050-10-14	050-20-14	Катетер для аспірації стерильний	500 мм	14	4,66	●	100
050-10-16	050-20-16	Катетер для аспірації стерильний	500 мм	16	5,33	●	100
050-10-18	050-20-18	Катетер для аспірації стерильний	500 мм	18	6,00	●	100

Трубки для аспірації

Широкий вибір трубок для аспірації у бухті, з внутрішнім діаметром від 5 до 7 міліметрів і довжиною від 2 до 30 метрів.



Стерильна термозварна упаковка

Всі стерильні аспіраційні трубки постачаються у подвійній упаковці. Внутрішня упаковка не прилипає, а зовнішню термозварну упаковку легко відкривати.

Прозора трубка, що не злипається

Завдяки товстим стінкам, трубка не злипається при тиску, який значно нижче атмосферного.

Запасний з'єднувач М/М

Всі стерильні трубки для аспірації постачаються із запасним з'єднувачем М/М для підключення зі з'єднувачами F або з'єднання двох трубок для створення бажаної довжини.

Універсальний з'єднувач F

Еластичні ребристі з'єднувачі забезпечують надійне з'єднання з адаптерами та катетерами. З'єднувачі мають кольорову індикацію, залежно від внутрішнього діаметру.

Трубка для аспірації з потовщеннями

Наявна з внутрішнім діаметром 5 мм або 7 мм з повторенням потовщень кожні 3,5 метри. Трубка довжиною 30 метрів постачається у бухті, у зручній дозувальній упаковці.

7MM ID ●	6MM ID ●	5MM ID ●		К-СТЬ
1020-25	1020-6		Трубка для аспірації стерильна 2 м	25
1024-25			Трубка для аспірації стерильна 2,4 м	25
1027-25			Трубка для аспірації стерильна 2,7 м	25
1030-25	1030-6	1030-5	Трубка для аспірації стерильна 3 м	25
1035-25			Трубка для аспірації стерильна 3,5 м	25
1037-25			Трубка для аспірації стерильна 3,7 м	25
10830-7		10830-5	Трубка для аспірації з потовщеннями у бухті, неелектропровідна 30 м*	1